

i-STAT® TriControls Level 1 Control

LOT 301171

 **Exp.** 2025-03-31

CLEW: D49

CG4+ LOT D		\bar{x} (Mean)	R (Range)
pH		7.067	7.017 - 7.117
PCO2	mmHg	58.9	51.4 - 66.4
	kPa	7.85	6.85 - 8.85
PO2	mmHg	77	62 - 92
	kPa	10.3	8.3 - 12.3
Lactate/Lac	mmol/L	6.28	5.43 - 7.13
	mg/dL	56.6	48.9 - 64.2
	g/L	0.566	0.489 - 0.642

CONTROL


IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



798559-01

03-Oct-2024

i-STAT® TriControls Level 1 Control

LOT 301171

Exp. 2025-03-31

CLEW: D49

CG8+, EG7+, G3+, Crea & CG4+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT A, K, L, M, N, W, Y			
Na	mmol/L, mEq/L	125	120 - 129
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.7 - 3.3
iCa	mmol/L	0.83	0.75 - 0.91
	mg/dL	3.3	3.0 - 3.6
	mEq/L	1.7	1.5 - 1.8
pH		7.065	7.015 - 7.115
PCO2	mmHg	60.5	53.0 - 68.0
	kPa	8.06	7.06 - 9.06
PO2	mmHg	86	71 - 101
	kPa	11.5	9.5 - 13.5
Glucose/Glu	mg/dL	257	215 - 299
	g/L	2.57	2.15 - 2.99
	mmol/L	14.3	11.9 - 16.6
Creatinine/Crea	mg/dL	3.3	2.5 - 4.1
	umol/L	292	221 - 362
Lactate/Lac	mmol/L	6.37	5.51 - 7.23
	mg/dL	57.4	49.6 - 65.1
	g/L	0.574	0.496 - 0.651
HCT	K3EDTA %	22	19 - 25
	K2EDTA %	23	20 - 26

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA




798559-01

03-Oct-2024

i-STAT® TriControls Level 1 Control

LOT 301171

 **Exp.** 2025-03-31

CLEW: D49

CHEM8+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT	H		
Na	mmol/L, mEq/L	124	119 - 128
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.7 - 3.3
Cl	mmol/L, mEq/L	75	70 - 80
iCa	mmol/L	0.82	0.74 - 0.90
	mg/dL	3.3	3.0 - 3.6
	mEq/L	1.6	1.5 - 1.8
TCO2	mmol/L, mEq/L	21	12 - 30
Glucose/Glu	mg/dL	258	216 - 300
	g/L	2.58	2.16 - 3.00
	mmol/L	14.3	12.0 - 16.7
Creatinine/Crea	mg/dL	3.4	2.6 - 4.2
	umol/L	301	230 - 371
BUN	mg/dL	60	52 - 68
Urea	mmol/L	21.4	18.6 - 24.3
	mg/dL	128	111 - 146
	g/L	1.28	1.11 - 1.46
HCT	K3EDTA %	21	18 - 24
	K2EDTA %	22	19 - 25

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



798559-01

03-Oct-2024

i-STAT® TriControls Level 1 Control

LOT 301171

 **Exp.** 2025-03-31

CLEW: D49

G		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT F, H, J, K			
Glucose/Glu	mg/dL	263	221 - 305
	g/L	2.63	2.21 - 3.05
	mmol/L	14.6	12.3 - 16.9


CONTROL


IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



798559-01

03-Oct-2024

i-STAT® TriControls Level 1 Control

LOT 301171

Exp. 2025-03-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

798559-01

03-Oct-2024



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

