


i-STAT® TriControls Level 2 Control

LOT 311183

 **Exp.** 2026-03-31

CLEW: D49

CG4+ LOT D		\bar{x} (Mean)	R (Range)
pH		7.439	7.389 - 7.489
PCO2	mmHg	33.8	26.8 - 40.8
	kPa	4.51	3.57 - 5.44
PO2	mmHg	119	101 - 137
	kPa	15.9	13.5 - 18.3
Lactate/Lac	mmol/L	1.84	1.34 - 2.34
	mg/dL	16.6	12.1 - 21.1
	g/L	0.166	0.121 - 0.211


CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



7103323-01

07-Mar-2025

i-STAT® TriControls Level 2 Control

LOT 311183

Exp. 2026-03-31

CLEW: D49

CG8+, EG7+, G3+, Crea & CG4+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT A, K, L, M, N, W, Y			
Na	mmol/L, mEq/L	130	126 - 135
K	mmol/L, mEq/L	3.7	3.4 - 4.1
iCa	mmol/L	1.19	1.12 - 1.27
	mg/dL	4.8	4.5 - 5.1
	mEq/L	2.4	2.2 - 2.5
pH		7.439	7.389 - 7.489
PCO2	mmHg	33.5	26.5 - 40.5
	kPa	4.47	3.53 - 5.40
PO2	mmHg	124	105 - 142
	kPa	16.5	14.0 - 18.9
Glucose/Glu	mg/dL	121	104 - 137
	g/L	1.21	1.04 - 1.37
	mmol/L	6.7	5.8 - 7.6
Creatinine/Crea	mg/dL	1.1	0.7 - 1.5
	umol/L	97	62 - 133
Lactate/Lac	mmol/L	1.82	1.32 - 2.32
	mg/dL	16.4	11.9 - 20.9
	g/L	0.164	0.119 - 0.209
HCT	K3EDTA %	35	32 - 38
	K2EDTA %	37	33 - 40

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



7103323-01

07-Mar-2025

i-STAT® TriControls Level 2 Control

LOT 311183

Exp. 2026-03-31

CLEW: D49

CHEM8+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT	H		
Na	mmol/L, mEq/L	130	125 - 134
K	mmol/L, mEq/L	3.7	3.4 - 4.1
Cl	mmol/L, mEq/L	88	83 - 94
iCa	mmol/L	1.18	1.10 - 1.26
	mg/dL	4.7	4.4 - 5.0
	mEq/L	2.4	2.2 - 2.5
TCO2	mmol/L, mEq/L	25	19 - 31
Glucose/Glu	mg/dL	119	103 - 135
	g/L	1.19	1.03 - 1.35
	mmol/L	6.6	5.7 - 7.5
Creatinine/Crea	mg/dL	1.1	0.7 - 1.5
	umol/L	97	62 - 133
BUN	mg/dL	11	8 - 14
Urea	mmol/L	3.9	2.9 - 5.0
	mg/dL	24	17 - 30
	g/L	0.24	0.17 - 0.30
HCT	K3EDTA %	33	30 - 36
	K2EDTA %	34	31 - 38

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA




7103323-01

07-Mar-2025

i-STAT® TriControls Level 2 Control

LOT 311183

 **Exp.** 2026-03-31

CLEW: D49

G		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT F, H, J, K			
Glucose/Glu	mg/dL	130	112 - 147
	g/L	1.30	1.12 - 1.47
	mmol/L	7.2	6.2 - 8.2


CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



7103323-01

07-Mar-2025

i-STAT® TriControls Level 2 Control

LOT 311183

Exp. 2026-03-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinize iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

7103323-01

07-Mar-2025



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

