


i-STAT® TriControls Level 3 Control

LOT 321171

 **Exp.** 2025-03-31

CLEW: D49

| CG4+ | | \bar{x} (Mean) | R (Range) |
|-------------|----------|------------------|---------------|
| LOT | D | | |
| pH | | 7.678 | 7.628 - 7.728 |
| PCO2 | mmHg | 19.9 | 13.6 - 26.2 |
| | kPa | 2.65 | 1.81 - 3.49 |
| PO2 | mmHg | 145 | 123 - 166 |
| | kPa | 19.3 | 16.4 - 22.1 |
| Lactate/Lac | mmol/L | 0.64 | 0.14 - 1.14 |
| | mg/dL | 5.8 | 1.3 - 10.3 |
| | g/L | 0.058 | 0.013 - 0.103 |

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

798567-01

03-Oct-2024

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Level 3 Control

LOT 321171

Exp. 2025-03-31

CLEW: D49

| CG8+, EG7+, G3+, Crea & CG4+ | | \bar{x} (Mean) | R (Range) |
|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| LOT A, K, L, M, N, W, Y | | | |
| Na | mmol/L, mEq/L | 160 | 155 - 166 |
| K | mmol/L, mEq/L | 6.1 | 5.6 - 6.7 |
| iCa | mmol/L | 1.62 | 1.50 - 1.74 |
| | mg/dL | 6.5 | 6.0 - 7.0 |
| | mEq/L | 3.2 | 3.0 - 3.5 |
| pH | | 7.667 | 7.617 - 7.717 |
| PCO2 | mmHg | 20.3 | 14.0 - 26.6 |
| | kPa | 2.71 | 1.87 - 3.55 |
| PO2 | mmHg | 146 | 124 - 168 |
| | kPa | 19.5 | 16.5 - 22.4 |
| Glucose/Glu | mg/dL | 37 | 28 - 46 |
| | g/L | 0.37 | 0.28 - 0.46 |
| | mmol/L | 2.1 | 1.6 - 2.6 |
| Creatinine/Crea | mg/dL | 0.5 | 0.1 - 0.9 |
| | umol/L | 44 | 9 - 80 |
| Lactate/Lac | mmol/L | 0.57 | 0.07 - 1.07 |
| | mg/dL | 5.1 | 0.6 - 9.6 |
| | g/L | 0.051 | 0.006 - 0.096 |
| HCT | K3EDTA % | 57 | 53 - 60 |
| | K2EDTA % | 59 | 55 - 63 |

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

798567-01

03-Oct-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Level 3 Control

LOT 321171

Exp. 2025-03-31

CLEW: D49

| CHEM8+ | | \bar{x} (Mean) | R (Range) |
|-----------------|---------------|------------------|-------------|
| LOT | H | | |
| Na | mmol/L, mEq/L | 159 | 153 - 165 |
| K | mmol/L, mEq/L | 6.1 | 5.6 - 6.7 |
| Cl | mmol/L, mEq/L | 113 | 105 - 122 |
| iCa | mmol/L | 1.59 | 1.47 - 1.70 |
| | mg/dL | 6.4 | 5.9 - 6.8 |
| | mEq/L | 3.2 | 2.9 - 3.4 |
| TCO2 | mmol/L, mEq/L | 30 | 24 - 36 |
| Glucose/Glu | mg/dL | 35 | 26 - 44 |
| | g/L | 0.35 | 0.26 - 0.44 |
| | mmol/L | 1.9 | 1.4 - 2.4 |
| Creatinine/Crea | mg/dL | 0.5 | 0.1 - 0.9 |
| | umol/L | 44 | 9 - 80 |
| BUN | mg/dL | 7 | 5 - 9 |
| Urea | mmol/L | 2.5 | 1.8 - 3.2 |
| | mg/dL | 15 | 11 - 19 |
| | g/L | 0.15 | 0.11 - 0.19 |
| HCT | K3EDTA % | 54 | 50 - 57 |
| | K2EDTA % | 56 | 52 - 59 |

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



798567-01

03-Oct-2024

i-STAT® TriControls Level 3 Control

LOT 321171

 **Exp.** 2025-03-31

CLEW: D49

| G | | \bar{x} (Mean) | R (Range) |
|-----------------------|--------|------------------|-------------|
| LOT F, H, J, K | | | |
| Glucose/Glu | mg/dL | 41 | 32 - 50 |
| | g/L | 0.41 | 0.32 - 0.50 |
| | mmol/L | 2.3 | 1.8 - 2.8 |

CONTROL

IVD





EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

798567-01

03-Oct-2024

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Level 3 Control

LOT 321171

Exp. 2025-03-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinize iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

798567-01

03-Oct-2024



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

