


i-STAT® TriControls Level 3 Control

**LOT** 321177

 **Exp.** 2025-09-30

**CLEW: D49**

| <b>CG4+</b> |          | $\bar{x}$ (Mean) | R (Range)     |
|-------------|----------|------------------|---------------|
| <b>LOT</b>  | <b>D</b> |                  |               |
| pH          |          | 7.661            | 7.611 - 7.711 |
| <b>PCO2</b> | mmHg     | 21.0             | 14.7 - 27.3   |
|             | kPa      | 2.80             | 1.96 - 3.64   |
| <b>PO2</b>  | mmHg     | 147              | 125 - 168     |
|             | kPa      | 19.6             | 16.7 - 22.4   |
| Lactate/Lac | mmol/L   | 0.63             | 0.13 - 1.13   |
|             | mg/dL    | 5.7              | 1.2 - 10.2    |
|             | g/L      | 0.057            | 0.012 - 0.102 |

**CONTROL**

**IVD**




**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

798566-01

03-Oct-2024

 Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



i-STAT® TriControls Level 3 Control

**LOT** 321177

**Exp.** 2025-09-30

**CLEW: D49**

| CG8+, EG7+, G3+, Crea & CG4+   |               | $\bar{x}$ (Mean) | R (Range)     |
|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>LOT</b> A, K, L, M, N, W, Y |               |                  |               |
| Na                             | mmol/L, mEq/L | 160              | 155 - 165     |
| K                              | mmol/L, mEq/L | 6.1              | 5.6 - 6.7     |
| iCa                            | mmol/L        | 1.53             | 1.42 - 1.65   |
|                                | mg/dL         | 6.1              | 5.7 - 6.6     |
|                                | mEq/L         | 3.1              | 2.8 - 3.3     |
| pH                             |               | 7.651            | 7.601 - 7.701 |
| PCO2                           | mmHg          | 21.3             | 15.0 - 27.6   |
|                                | kPa           | 2.84             | 2.00 - 3.68   |
| PO2                            | mmHg          | 147              | 125 - 169     |
|                                | kPa           | 19.6             | 16.7 - 22.5   |
| Glucose/Glu                    | mg/dL         | 36               | 27 - 45       |
|                                | g/L           | 0.36             | 0.27 - 0.45   |
|                                | mmol/L        | 2.0              | 1.5 - 2.5     |
| Creatinine/Crea                | mg/dL         | 0.5              | 0.1 - 0.9     |
|                                | umol/L        | 44               | 9 - 80        |
| Lactate/Lac                    | mmol/L        | 0.56             | 0.06 - 1.06   |
|                                | mg/dL         | 5.0              | 0.5 - 9.6     |
|                                | g/L           | 0.050            | 0.005 - 0.096 |
| HCT                            | K3EDTA %      | 57               | 53 - 60       |
|                                | K2EDTA %      | 59               | 55 - 63       |

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



798566-01

03-Oct-2024

i-STAT® TriControls Level 3 Control

**LOT** 321177

**Exp.** 2025-09-30

**CLEW: D49**

| <b>CHEM8+</b>   |               | $\bar{x}$ (Mean) | R (Range)   |
|-----------------|---------------|------------------|-------------|
| <b>LOT</b>      | <b>H</b>      |                  |             |
| Na              | mmol/L, mEq/L | 159              | 153 - 165   |
| K               | mmol/L, mEq/L | 6.1              | 5.6 - 6.7   |
| Cl              | mmol/L, mEq/L | 113              | 104 - 121   |
| iCa             | mmol/L        | 1.50             | 1.39 - 1.62 |
|                 | mg/dL         | 6.0              | 5.6 - 6.5   |
|                 | mEq/L         | 3.0              | 2.8 - 3.2   |
| TCO2            | mmol/L, mEq/L | 31               | 25 - 37     |
| Glucose/Glu     | mg/dL         | 35               | 26 - 44     |
|                 | g/L           | 0.35             | 0.26 - 0.44 |
|                 | mmol/L        | 1.9              | 1.4 - 2.4   |
| Creatinine/Crea | mg/dL         | 0.5              | 0.1 - 0.9   |
|                 | umol/L        | 44               | 9 - 80      |
| BUN             | mg/dL         | 7                | 5 - 9       |
| Urea            | mmol/L        | 2.5              | 1.8 - 3.2   |
|                 | mg/dL         | 15               | 11 - 19     |
|                 | g/L           | 0.15             | 0.11 - 0.19 |
| HCT             | K3EDTA %      | 54               | 50 - 57     |
|                 | K2EDTA %      | 56               | 52 - 59     |

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

798566-01


03-Oct-2024

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



i-STAT® TriControls Level 3 Control

**LOT** 321177

 **Exp.** 2025-09-30

**CLEW: D49**

| <b>G</b>              |        | $\bar{x}$ (Mean) | R (Range)   |
|-----------------------|--------|------------------|-------------|
| <b>LOT</b> F, H, J, K |        |                  |             |
| Glucose/Glu           | mg/dL  | 41               | 32 - 50     |
|                       | g/L    | 0.41             | 0.32 - 0.50 |
|                       | mmol/L | 2.3              | 1.8 - 2.8   |

**CONTROL**

**IVD**





**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

798566-01


03-Oct-2024

 Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



# i-STAT® TriControls Level 3 Control

**LOT** 321177

 **Exp.** 2025-09-30

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

**CONTROL**

**IVD**



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



798566-01

03-Oct-2024