


i-STAT® TriControls Level 3 Control

LOT 321183

 **Exp.** 2026-03-31

CLEW: D49

CG4+ LOT D		\bar{x} (Mean)	R (Range)
pH		7.668	7.618 - 7.718
PCO2	mmHg	21.3	15.0 - 27.6
	kPa	2.84	2.00 - 3.68
PO2	mmHg	144	122 - 165
	kPa	19.2	16.3 - 22.0
Lactate/Lac	mmol/L	0.70	0.20 - 1.20
	mg/dL	6.3	1.8 - 10.8
	g/L	0.063	0.018 - 0.108


CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



7103324-01

07-Mar-2025

i-STAT® TriControls Level 3 Control

LOT 321183

Exp. 2026-03-31

CLEW: D49

CG8+, EG7+, G3+, Crea & CG4+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT A, K, L, M, N, W, Y			
Na	mmol/L, mEq/L	157	152 - 162
K	mmol/L, mEq/L	5.9	5.3 - 6.4
iCa	mmol/L	1.48	1.37 - 1.59
	mg/dL	5.9	5.5 - 6.4
	mEq/L	3.0	2.7 - 3.2
pH		7.654	7.604 - 7.704
PCO2	mmHg	20.0	13.7 - 26.3
	kPa	2.67	1.83 - 3.51
PO2	mmHg	145	123 - 167
	kPa	19.3	16.4 - 22.3
Glucose/Glu	mg/dL	36	27 - 45
	g/L	0.36	0.27 - 0.45
	mmol/L	2.0	1.5 - 2.5
Creatinine/Crea	mg/dL	0.5	0.1 - 0.9
	umol/L	44	9 - 80
Lactate/Lac	mmol/L	0.68	0.18 - 1.18
	mg/dL	6.1	1.6 - 10.6
	g/L	0.061	0.016 - 0.106
HCT	K3EDTA %	56	53 - 59
	K2EDTA %	58	55 - 62

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



7103324-01

07-Mar-2025

i-STAT® TriControls Level 3 Control

LOT 321183

Exp. 2026-03-31

CLEW: D49

CHEM8+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT	H		
Na	mmol/L, mEq/L	157	151 - 163
K	mmol/L, mEq/L	5.8	5.3 - 6.4
Cl	mmol/L, mEq/L	110	102 - 118
iCa	mmol/L	1.46	1.35 - 1.57
	mg/dL	5.8	5.4 - 6.3
	mEq/L	2.9	2.7 - 3.1
TCO2	mmol/L, mEq/L	29	23 - 35
Glucose/Glu	mg/dL	34	25 - 43
	g/L	0.34	0.25 - 0.43
	mmol/L	1.9	1.4 - 2.4
Creatinine/Crea	mg/dL	0.5	0.1 - 0.9
	umol/L	44	9 - 80
BUN	mg/dL	7	4 - 9
Urea	mmol/L	2.5	1.4 - 3.2
	mg/dL	15	9 - 19
	g/L	0.15	0.09 - 0.19
HCT	K3EDTA %	53	50 - 56
	K2EDTA %	55	52 - 58

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



7103324-01

07-Mar-2025

i-STAT® TriControls Level 3 Control

LOT 321183

 **Exp.** 2026-03-31

CLEW: D49

G		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT F, H, J, K			
Glucose/Glu	mg/dL	40	31 - 49
	g/L	0.40	0.31 - 0.49
	mmol/L	2.2	1.7 - 2.7


CONTROL


IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



7103324-01

07-Mar-2025

i-STAT® TriControls Level 3 Control

LOT 321183

Exp. 2026-03-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

7103324-01

07-Mar-2025



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

