


i-STAT® Level 1 Control

**LOT** 101170

 **Exp.** 2025-02-28

**CLEW: D49**

<b>CG4+</b> <b>LOT</b> D		<b><math>\bar{x}</math> (Mean)</b>	<b>R (Range)</b>
pH		7.045	6.995 - 7.095
PCO2	mmHg	53.7	46.2 - 61.2
	kPa	7.16	6.16 - 8.16
PO2	mmHg	91	76 - 106
	kPa	12.1	10.1 - 14.1
Lactate/Lac	mmol/L	7.79	6.74 - 8.84
	mg/dL	70.2	60.7 - 79.6
	g/L	0.702	0.607 - 0.796


**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

 Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA




798548-01

03-Oct-2024

i-STAT® Level 1 Control

**LOT** 101170

 **Exp.** 2025-02-28

**CLEW: D49**

CG8+, EG7+, G3+, Crea & CG4+		$\bar{x}$ (Mean)	R (Range)
<b>LOT</b> A, K, L, M, N, W, Y			
Na	mmol/L, mEq/L	121	117 - 126
K	mmol/L, mEq/L	2.9	2.6 - 3.2
iCa	mmol/L	1.52	1.40 - 1.63
	mg/dL	6.1	5.6 - 6.5
	mEq/L	3.0	2.8 - 3.3
pH		7.039	6.989 - 7.089
PCO2	mmHg	56.0	48.5 - 63.5
	kPa	7.46	6.47 - 8.46
PO2	mmHg	91	76 - 106
	kPa	12.1	10.1 - 14.1
Glucose/Glu	mg/dL	42	33 - 51
	g/L	0.42	0.33 - 0.51
	mmol/L	2.3	1.8 - 2.8
Creatinine/Crea	mg/dL	4.1	3.3 - 4.9
	umol/L	362	292 - 433
Lactate/Lac	mmol/L	7.67	6.64 - 8.71
	mg/dL	69.1	59.8 - 78.5
	g/L	0.691	0.598 - 0.785

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



798548-01

03-Oct-2024

i-STAT® Level 1 Control

**LOT** 101170

 **Exp.** 2025-02-28

**CLEW: D49**

<b>CHEM8+</b>		$\bar{x}$ (Mean)	R (Range)
<b>LOT</b>	<b>H</b>		
Na	mmol/L, mEq/L	121	117 - 125
K	mmol/L, mEq/L	2.9	2.6 - 3.2
Cl	mmol/L, mEq/L	78	73 - 83
iCa	mmol/L	1.53	1.41 - 1.64
	mg/dL	6.1	5.6 - 6.6
	mEq/L	3.1	2.8 - 3.3
TCO2	mmol/L, mEq/L	19	10 - 28
Glucose/Glu	mg/dL	41	32 - 50
	g/L	0.41	0.32 - 0.50
	mmol/L	2.3	1.8 - 2.8
Creatinine/Crea	mg/dL	4.2	3.4 - 5.0
	umol/L	371	301 - 442
BUN	mg/dL	59	51 - 67
Urea	mmol/L	21.1	18.2 - 23.9
	mg/dL	126	109 - 143
	g/L	1.26	1.09 - 1.43

**CONTROL**

**IVD**




**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA




798548-01

03-Oct-2024

i-STAT® Level 1 Control

**LOT** 101170

 **Exp.** 2025-02-28

**CLEW: D49**

<b>G</b>		$\bar{x}$ (Mean)	R (Range)
<b>LOT</b> F, H, J, K			
Glucose/Glu	mg/dL	42	33 - 51
	g/L	0.42	0.33 - 0.51
	mmol/L	2.3	1.8 - 2.8


**CONTROL**


**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

 Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



798548-01

03-Oct-2024

# i-STAT® Level 1 Control

**LOT** 101170

**Exp.** 2025-02-28

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinize iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

798548-01

03-Oct-2024



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

