

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

**LOT** 25274 (L1 331193, L2 301193, L3 311193, L4 321193, L5 341193)

 Exp. 2027-01-31

**CLEW: D51**

<b>CG4+</b>		<b>L1</b>	<b>L2</b>	<b>L3</b>	<b>L4</b>	<b>L5</b>
<b>LOT</b> D						
pH		6.538	7.064	7.416	7.666	7.911
		6.478 - 6.598	7.014 - 7.114	7.366 - 7.466	7.616 - 7.716	7.851 - 7.971
PCO2	mmHg	88.7	60.0	37.1	22.0	17.9
		78.0 - 99.3	52.5 - 67.5	30.1 - 44.1	15.7 - 28.3	11.9 - 23.9
	kPa	11.82	8.00	4.95	2.93	2.39
		10.40 - 13.24	7.00 - 9.00	4.01 - 5.88	2.09 - 3.77	1.59 - 3.19
PO2	mmHg	46	75	113	141	402
		31 - 61	60 - 90	96 - 130	120 - 162	342 - 462
	kPa	6.1	10.0	15.1	18.8	53.6
		4.1 - 8.1	8.0 - 12.0	12.8 - 17.3	16.0 - 21.6	45.6 - 61.6
Lactate/Lac	mmol/L	16.02	6.38	1.81	0.69	0.57
		13.14 - 18.91	5.52 - 7.24	1.31 - 2.31	0.19 - 1.19	0.07 - 1.07
	mg/dL	144.3	57.5	16.3	6.2	5.1
		118.4 - 170.4	49.7 - 65.2	11.8 - 20.8	1.7 - 10.7	0.6 - 9.6
	g/L	1.443	0.575	0.163	0.062	0.051
		1.184 - 1.704	0.497 - 0.652	0.118 - 0.208	0.017 - 0.107	0.006 - 0.096

**CONTROL**

**IVD**





**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

ART-112435-01


22-Dec-2025

 Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

**LOT** 25274 (L1 331193, L2 301193, L3 311193, L4 321193, L5 341193)

 **Exp.** 2027-01-31

**CLEW: D51**

CG8+, EG7+, G3+, Crea & CG4+		L1	L2	L3	L4	L5
<b>LOT</b> A, K, L, M, N, W, Y						
Na	mmol/L, mEq/L	101	125	134	161	178
		97 - 105	121 - 129	129 - 139	156 - 166	172 - 184
K	mmol/L, mEq/L	2.3	3.0	3.8	6.2	7.8
		2.0 - 2.6	2.7 - 3.3	3.5 - 4.1	5.6 - 6.7	7.2 - 8.4
iCa	mmol/L	0.36	0.81	1.22	1.53	2.12
		0.29 - 0.44	0.73 - 0.89	1.14 - 1.30	1.42 - 1.65	1.96 - 2.27
		mg/dL	1.4	3.2	4.9	6.1
		1.2 - 1.8	2.9 - 3.6	4.6 - 5.2	5.7 - 6.6	7.8 - 9.1
	mEq/L	0.7	1.6	2.4	3.1	4.2
		0.6 - 0.9	1.5 - 1.8	2.3 - 2.6	2.8 - 3.3	3.9 - 4.5
pH		6.535	7.063	7.418	7.654	7.889
		6.475 - 6.595	7.013 - 7.113	7.368 - 7.468	7.604 - 7.704	7.829 - 7.949
PCO2	mmHg	88.5	60.2	37.0	21.3	14.3
		77.9 - 99.1	52.7 - 67.7	30.0 - 44.0	15.0 - 27.6	8.3 - 20.3
	kPa	11.80	8.02	4.93	2.84	1.91
		10.38 - 13.21	7.02 - 9.02	4.00 - 5.87	2.00 - 3.68	1.11 - 2.71
PO2	mmHg	54	82	115	140	393
		39 - 69	67 - 97	98 - 132	119 - 161	333 - 453
	kPa	7.2	10.9	15.3	18.7	52.4
		5.2 - 9.2	8.9 - 12.9	13.1 - 17.6	15.9 - 21.5	44.4 - 60.4
Glucose/Glu	mg/dL	554	256	119	36	24
		471 - 637	214 - 298	103 - 135	27 - 45	15 - 33
		g/L	5.54	2.56	1.19	0.36
		4.71 - 6.37	2.14 - 2.98	1.03 - 1.35	0.27 - 0.45	0.15 - 0.33
	mmol/L	30.8	14.2	6.6	2.0	1.3
		26.1 - 35.4	11.9 - 16.5	5.7 - 7.5	1.5 - 2.5	0.8 - 1.8
Creatinine/Crea	mg/dL	13.5	3.2	0.9	0.4	0.4
		10.4 - 16.5	2.4 - 4.0	0.5 - 1.3	0.0 - 0.8	0.0 - 0.8
	umol/L	1193	283	80	35	35
		919 - 1459	212 - 354	44 - 115	0 - 71	0 - 71
Lactate/Lac	mmol/L	15.61	6.28	1.76	0.65	0.51
		12.80 - 18.41	5.43 - 7.13	1.26 - 2.26	0.15 - 1.15	0.01 - 1.01
		mg/dL	140.6	56.6	15.9	5.9
		115.3 - 165.9	48.9 - 64.2	11.4 - 20.4	1.4 - 10.4	0.1 - 9.1
	g/L	1.406	0.566	0.159	0.059	0.046
		1.153 - 1.659	0.489 - 0.642	0.114 - 0.204	0.014 - 0.104	0.001 - 0.091
HCT	K3EDTA %	12	23	36	57	66
		9 - 15	20 - 26	33 - 39	53 - 60	62 - 70
	K2EDTA %	13	24	37	59	69
		9 - 16	21 - 27	34 - 41	55 - 63	65 - 73

**CONTROL**

**IVD**





**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

ART-112435-01

22-Dec-2025

 Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

**LOT** 25274 (L1 331193, L2 301193, L3 311193, L4 321193, L5 341193)

 **Exp.** 2027-01-31

**CLEW: D51**

<b>CHEM8+</b>		<b>L1</b>	<b>L2</b>	<b>L3</b>	<b>L4</b>	<b>L5</b>
<b>LOT H</b>						
Na	mmol/L, mEq/L	100	124	133	160	177
		96 - 104	120 - 129	129 - 138	154 - 166	170 - 184
K	mmol/L, mEq/L	2.3	3.0	3.8	6.1	7.8
		2.0 - 2.6	2.7 - 3.3	3.5 - 4.1	5.6 - 6.7	7.2 - 8.4
Cl	mmol/L, mEq/L	62	74	92	113	124
		58 - 66	69 - 79	86 - 98	105 - 122	115 - 133
<i>i</i> Ca	mmol/L	0.37	0.79	1.20	1.50	2.11
		0.29 - 0.44	0.71 - 0.87	1.12 - 1.28	1.38 - 1.61	1.95 - 2.27
		mg/dL	1.5	3.2	4.8	6.0
		1.2 - 1.8	2.8 - 3.5	4.5 - 5.1	5.5 - 6.4	7.8 - 9.1
	mEq/L	0.7	1.6	2.4	3.0	4.2
		0.6 - 0.9	1.4 - 1.7	2.2 - 2.6	2.8 - 3.2	3.9 - 4.5
TCO2	mmol/L, mEq/L	12	20	25	29	43
		6 - 18	11 - 29	19 - 32	23 - 35	37 - 50
Glucose/Glu	mg/dL	546	251	117	37	26
		464 - 628	209 - 293	101 - 133	28 - 46	17 - 35
		g/L	5.46	2.51	1.17	0.37
		4.64 - 6.28	2.09 - 2.93	1.01 - 1.33	0.28 - 0.46	0.17 - 0.35
	mmol/L	30.3	13.9	6.5	2.1	1.4
		25.8 - 34.9	11.6 - 16.3	5.6 - 7.4	1.6 - 2.6	0.9 - 1.9
Creatinine/Crea	mg/dL	13.6	3.2	0.9	0.4	0.3
		10.6 - 16.7	2.4 - 4.0	0.5 - 1.3	0.0 - 0.8	0.0 - 0.8
	umol/L	1202	283	80	35	27
		937 - 1476	212 - 354	44 - 115	0 - 71	0 - 71
BUN	mg/dL	127	60	11	6	4
		110 - 144	52 - 68	8 - 14	4 - 9	2 - 7
Urea	mmol/L	45.3	21.4	3.9	2.1	1.4
		39.3 - 51.4	18.6 - 24.3	2.9 - 5.0	1.4 - 3.2	0.7 - 2.5
		mg/dL	272	128	24	13
		235 - 308	111 - 146	17 - 30	9 - 19	4 - 15
	g/L	2.72	1.28	0.24	0.13	0.09
		2.35 - 3.08	1.11 - 1.46	0.17 - 0.30	0.09 - 0.19	0.04 - 0.15
HCT	K3EDTA %	11	21	34	54	63
		8 - 14	18 - 24	31 - 37	50 - 57	59 - 67
	K2EDTA %	12	22	35	56	66
		8 - 15	19 - 25	32 - 39	52 - 59	62 - 70

**CONTROL**

**IVD**




**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

ART-112435-01

22-Dec-2025

 Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

**LOT** 25274 (L1 331193, L2 301193, L3 311193, L4 321193, L5 341193)

**Exp.** 2027-01-31

**CLEW: D51**

<b>G</b>		<b>L1</b>	<b>L2</b>	<b>L3</b>	<b>L4</b>	<b>L5</b>
<b>LOT</b> F, H, J, K						
Glucose/Glu	mg/dL	540 459 - 621	258 216 - 300	128 111 - 145	42 33 - 51	30 21 - 39
	g/L	5.40 4.59 - 6.21	2.58 2.16 - 3.00	1.28 1.11 - 1.45	0.42 0.33 - 0.51	0.30 0.21 - 0.39
	mmol/L	30.0 25.5 - 34.5	14.3 12.0 - 16.7	7.1 6.2 - 8.0	2.3 1.8 - 2.8	1.7 1.2 - 2.2

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**


Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

ART-112435-01

22-Dec-2025



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



## i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

**LOT** 25274 (L1 331193, L2 301193, L3 311193, L4 321193, L5 341193)

 **Exp.** 2027-01-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

**CONTROL**


**IVD**



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-112435-01

22-Dec-2025