

i-STAT® TriControls Level 2 Control

LOT 311193

Exp. 2027-01-31

CLEW: D51

CG4+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT	D		
pH		7.416	7.366 - 7.466
PCO2	mmHg	37.1	30.1 - 44.1
	kPa	4.95	4.01 - 5.88
PO2	mmHg	113	96 - 130
	kPa	15.1	12.8 - 17.3
Lactate/Lac	mmol/L	1.81	1.31 - 2.31
	mg/dL	16.3	11.8 - 20.8
	g/L	0.163	0.118 - 0.208

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-112481-01

22-Dec-2025

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Level 2 Control

LOT 311193

Exp. 2027-01-31

CLEW: D51

CG8+, EG7+, G3+, Crea & CG4+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT A, K, L, M, N, W, Y			
Na	mmol/L, mEq/L	134	129 - 139
K	mmol/L, mEq/L	3.8	3.5 - 4.1
iCa	mmol/L	1.22	1.14 - 1.30
	mg/dL	4.9	4.6 - 5.2
	mEq/L	2.4	2.3 - 2.6
pH		7.418	7.368 - 7.468
PCO2	mmHg	37.0	30.0 - 44.0
	kPa	4.93	4.00 - 5.87
PO2	mmHg	115	98 - 132
	kPa	15.3	13.1 - 17.6
Glucose/Glu	mg/dL	119	103 - 135
	g/L	1.19	1.03 - 1.35
	mmol/L	6.6	5.7 - 7.5
Creatinine/Crea	mg/dL	0.9	0.5 - 1.3
	umol/L	80	44 - 115
Lactate/Lac	mmol/L	1.76	1.26 - 2.26
	mg/dL	15.9	11.4 - 20.4
	g/L	0.159	0.114 - 0.204
HCT	K3EDTA %	36	33 - 39
	K2EDTA %	37	34 - 41

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-112481-01

22-Dec-2025

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Level 2 Control

LOT 311193

Exp. 2027-01-31

CLEW: D51

CHEM8+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT	H		
Na	mmol/L, mEq/L	133	129 - 138
K	mmol/L, mEq/L	3.8	3.5 - 4.1
Cl	mmol/L, mEq/L	92	86 - 98
iCa	mmol/L	1.20	1.12 - 1.28
	mg/dL	4.8	4.5 - 5.1
	mEq/L	2.4	2.2 - 2.6
TCO2	mmol/L, mEq/L	25	19 - 32
Glucose/Glu	mg/dL	117	101 - 133
	g/L	1.17	1.01 - 1.33
	mmol/L	6.5	5.6 - 7.4
Creatinine/Crea	mg/dL	0.9	0.5 - 1.3
	umol/L	80	44 - 115
BUN	mg/dL	11	8 - 14
Urea	mmol/L	3.9	2.9 - 5.0
	mg/dL	24	17 - 30
	g/L	0.24	0.17 - 0.30
HCT	K3EDTA %	34	31 - 37
	K2EDTA %	35	32 - 39

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-112481-01

22-Dec-2025

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Level 2 Control

LOT 311193

 **Exp.** 2027-01-31

CLEW: D51

G		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT F, H, J, K			
Glucose/Glu	mg/dL	128	111 - 145
	g/L	1.28	1.11 - 1.45
	mmol/L	7.1	6.2 - 8.0

CONTROL

IVD





EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-112481-01

22-Dec-2025

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Level 2 Control

LOT 311193

 **Exp.** 2027-01-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinize iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-112481-01

22-Dec-2025



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

