

i-STAT® TriControls Level 3 Control

LOT 321193

Exp. 2027-01-31

CLEW: D51

| CG4+ | | \bar{x} (Mean) | R (Range) |
|-------------|----------|------------------|---------------|
| LOT | D | | |
| pH | | 7.666 | 7.616 - 7.716 |
| PCO2 | mmHg | 22.0 | 15.7 - 28.3 |
| | kPa | 2.93 | 2.09 - 3.77 |
| PO2 | mmHg | 141 | 120 - 162 |
| | kPa | 18.8 | 16.0 - 21.6 |
| Lactate/Lac | mmol/L | 0.69 | 0.19 - 1.19 |
| | mg/dL | 6.2 | 1.7 - 10.7 |
| | g/L | 0.062 | 0.017 - 0.107 |

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-112488-01

22-Dec-2025

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Level 3 Control

LOT 321193

Exp. 2027-01-31

CLEW: D51

| CG8+, EG7+, G3+, Crea & CG4+ | | \bar{x} (Mean) | R (Range) |
|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| LOT A, K, L, M, N, W, Y | | | |
| Na | mmol/L, mEq/L | 161 | 156 - 166 |
| K | mmol/L, mEq/L | 6.2 | 5.6 - 6.7 |
| iCa | mmol/L | 1.53 | 1.42 - 1.65 |
| | mg/dL | 6.1 | 5.7 - 6.6 |
| | mEq/L | 3.1 | 2.8 - 3.3 |
| pH | | 7.654 | 7.604 - 7.704 |
| PCO2 | mmHg | 21.3 | 15.0 - 27.6 |
| | kPa | 2.84 | 2.00 - 3.68 |
| PO2 | mmHg | 140 | 119 - 161 |
| | kPa | 18.7 | 15.9 - 21.5 |
| Glucose/Glu | mg/dL | 36 | 27 - 45 |
| | g/L | 0.36 | 0.27 - 0.45 |
| | mmol/L | 2.0 | 1.5 - 2.5 |
| Creatinine/Crea | mg/dL | 0.4 | 0.0 - 0.8 |
| | umol/L | 35 | 0 - 71 |
| Lactate/Lac | mmol/L | 0.65 | 0.15 - 1.15 |
| | mg/dL | 5.9 | 1.4 - 10.4 |
| | g/L | 0.059 | 0.014 - 0.104 |
| HCT | K3EDTA % | 57 | 53 - 60 |
| | K2EDTA % | 59 | 55 - 63 |

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-112488-01

22-Dec-2025

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Level 3 Control

LOT 321193

Exp. 2027-01-31

CLEW: D51

| CHEM8+ | | \bar{x} (Mean) | R (Range) |
|-----------------|---------------|------------------|-------------|
| LOT | H | | |
| Na | mmol/L, mEq/L | 160 | 154 - 166 |
| K | mmol/L, mEq/L | 6.1 | 5.6 - 6.7 |
| Cl | mmol/L, mEq/L | 113 | 105 - 122 |
| iCa | mmol/L | 1.50 | 1.38 - 1.61 |
| | mg/dL | 6.0 | 5.5 - 6.4 |
| | mEq/L | 3.0 | 2.8 - 3.2 |
| TCO2 | mmol/L, mEq/L | 29 | 23 - 35 |
| Glucose/Glu | mg/dL | 37 | 28 - 46 |
| | g/L | 0.37 | 0.28 - 0.46 |
| | mmol/L | 2.1 | 1.6 - 2.6 |
| Creatinine/Crea | mg/dL | 0.4 | 0.0 - 0.8 |
| | umol/L | 35 | 0 - 71 |
| BUN | mg/dL | 6 | 4 - 9 |
| Urea | mmol/L | 2.1 | 1.4 - 3.2 |
| | mg/dL | 13 | 9 - 19 |
| | g/L | 0.13 | 0.09 - 0.19 |
| HCT | K3EDTA % | 54 | 50 - 57 |
| | K2EDTA % | 56 | 52 - 59 |

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-112488-01


22-Dec-2025

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Level 3 Control

LOT 321193

 **Exp.** 2027-01-31

CLEW: D51

| G | | \bar{x} (Mean) | R (Range) |
|-----------------------|--------|------------------|-------------|
| LOT F, H, J, K | | | |
| Glucose/Glu | mg/dL | 42 | 33 - 51 |
| | g/L | 0.42 | 0.33 - 0.51 |
| | mmol/L | 2.3 | 1.8 - 2.8 |

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-112488-01

22-Dec-2025

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Level 3 Control

LOT 321193

Exp. 2027-01-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinize iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-112488-01

22-Dec-2025



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

