

i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 25294 (L1 131194, L2 101194, L3 111194, L4 121194, L5 141194)

 **Exp.** 2027-02-28

CLEW: D51

CG4+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT D						
pH		6.572	7.040	7.450	7.658	8.008
		6.512 - 6.632	6.990 - 7.090	7.400 - 7.500	7.608 - 7.708	7.948 - 8.068
PCO2	mmHg	88.0	56.9	28.7	23.3	15.3
		77.4 - 98.5	49.4 - 64.4	21.7 - 35.7	17.0 - 29.6	9.3 - 21.3
	kPa	11.73	7.58	3.83	3.11	2.04
		10.32 - 13.13	6.59 - 8.58	2.89 - 4.76	2.27 - 3.95	1.24 - 2.84
PO2	mmHg	73	88	119	146	339
		58 - 88	73 - 103	101 - 137	124 - 167	279 - 399
	kPa	9.7	11.7	15.9	19.5	45.2
		7.7 - 11.7	9.7 - 13.7	13.5 - 18.3	16.5 - 22.3	37.2 - 53.2
Lactate/Lac	mmol/L	20.17	7.97	2.17	0.84	0.42
		16.54 - 23.80	6.89 - 9.04	1.67 - 2.67	0.34 - 1.34	0.00 - 0.92
	mg/dL	181.7	71.8	19.6	7.6	3.8
		149.0 - 214.4	62.1 - 81.5	15.0 - 24.1	3.1 - 12.1	0.0 - 8.3
	g/L	1.817	0.718	0.196	0.076	0.038
		1.490 - 2.144	0.621 - 0.815	0.150 - 0.241	0.031 - 0.121	0.000 - 0.083

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-112239-01

11-Dec-2025

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 25294 (L1 131194, L2 101194, L3 111194, L4 121194, L5 141194)

Exp. 2027-02-28

CLEW: D51

CG8+, EG7+, G3+, Crea & CG4+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT A, K, L, M, N, W, Y						
Na	mmol/L, mEq/L	99	121	133	162	179
		94 - 103	117 - 125	129 - 138	157 - 167	173 - 185
K	mmol/L, mEq/L	2.1	2.9	3.7	6.4	7.9
		1.8 - 2.4	2.6 - 3.2	3.4 - 4.0	5.8 - 6.9	7.3 - 8.5
iCa	mmol/L	2.31	1.52	1.25	0.70	0.25
		2.14 - 2.49	1.41 - 1.64	1.17 - 1.34	0.62 - 0.78	0.17 - 0.32
	mg/dL	9.2	6.1	5.0	2.8	1.0
		8.6 - 10.0	5.6 - 6.6	4.7 - 5.4	2.5 - 3.1	0.7 - 1.3
	mEq/L	4.6	3.0	2.5	1.4	0.5
		4.3 - 5.0	2.8 - 3.3	2.3 - 2.7	1.2 - 1.6	0.3 - 0.6
pH		6.563	7.034	7.444	7.640	7.972
		6.503 - 6.623	6.984 - 7.084	7.394 - 7.494	7.590 - 7.690	7.912 - 8.032
PCO2	mmHg	87.8	57.7	28.7	22.7	12.6
		77.3 - 98.3	50.2 - 65.2	21.7 - 35.7	16.4 - 29.0	6.6 - 18.6
	kPa	11.70	7.69	3.83	3.03	1.68
		10.30 - 13.10	6.69 - 8.69	2.89 - 4.76	2.19 - 3.87	0.88 - 2.48
PO2	mmHg	75	88	116	145	354
		60 - 90	73 - 103	99 - 134	123 - 167	294 - 414
	kPa	10.0	11.7	15.5	19.3	47.2
		8.0 - 12.0	9.7 - 13.7	13.2 - 17.9	16.4 - 22.3	39.2 - 55.2
Glucose/Glu	mg/dL	28	42	123	290	604
		19 - 37	33 - 51	106 - 140	248 - 332	513 - 695
	g/L	0.28	0.42	1.23	2.90	6.04
		0.19 - 0.37	0.33 - 0.51	1.06 - 1.40	2.48 - 3.32	5.13 - 6.95
	mmol/L	1.6	2.3	6.8	16.1	33.5
		1.1 - 2.1	1.8 - 2.8	5.9 - 7.8	13.8 - 18.4	28.5 - 38.6
Creatinine/Crea	mg/dL	15.0	4.1	1.7	0.6	0.3
		11.6 - 18.4	3.3 - 4.9	1.3 - 2.1	0.2 - 1.0	0.0 - 0.8
	umol/L	1326	362	150	53	27
		1025 - 1627	292 - 433	115 - 186	18 - 88	0 - 71
Lactate/Lac	mmol/L	19.66	7.80	2.10	0.77	0.37
		16.12 - 23.19	6.74 - 8.85	1.60 - 2.60	0.27 - 1.27	0.00 - 0.87
	mg/dL	177.1	70.3	18.9	6.9	3.3
		145.2 - 208.9	60.7 - 79.7	14.4 - 23.4	2.4 - 11.4	0.0 - 7.8
	g/L	1.771	0.703	0.189	0.069	0.033
		1.452 - 2.089	0.607 - 0.797	0.144 - 0.234	0.024 - 0.114	0.000 - 0.078



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-112239-01

11-Dec-2025

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 25294 (L1 131194, L2 101194, L3 111194, L4 121194, L5 141194)

 **Exp.** 2027-02-28

CLEW: D51

CHEM8+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT H						
Na	mmol/L, mEq/L	98	121	133	161	179
		94 - 102	116 - 125	128 - 138	156 - 167	173 - 185
K	mmol/L, mEq/L	2.1	2.8	3.7	6.3	7.8
		1.8 - 2.4	2.5 - 3.1	3.4 - 4.0	5.8 - 6.9	7.2 - 8.4
Cl	mmol/L, mEq/L	72	78	89	110	125
		68 - 77	73 - 83	83 - 95	103 - 117	116 - 133
<i>i</i> Ca	mmol/L	2.32	1.51	1.25	0.69	0.25
		2.15 - 2.50	1.40 - 1.63	1.16 - 1.33	0.61 - 0.77	0.18 - 0.33
	mg/dL	9.3	6.0	5.0	2.8	1.0
		8.6 - 10.0	5.6 - 6.5	4.6 - 5.3	2.4 - 3.1	0.7 - 1.3
	mEq/L	4.6	3.0	2.5	1.4	0.5
		4.3 - 5.0	2.8 - 3.3	2.3 - 2.7	1.2 - 1.5	0.4 - 0.7
TCO2	mmol/L, mEq/L	13	18	22	28	42
		7 - 19	9 - 27	16 - 28	22 - 34	36 - 48
Glucose/Glu	mg/dL	28	42	122	289	607
		19 - 37	33 - 51	106 - 138	247 - 331	516 - 698
	g/L	0.28	0.42	1.22	2.89	6.07
		0.19 - 0.37	0.33 - 0.51	1.06 - 1.38	2.47 - 3.31	5.16 - 6.98
	mmol/L	1.6	2.3	6.8	16.0	33.7
		1.1 - 2.1	1.8 - 2.8	5.9 - 7.7	13.7 - 18.4	28.6 - 38.7
Creatinine/Crea	mg/dL	15.6	4.3	1.8	0.6	0.3
		12.1 - 19.1	3.5 - 5.1	1.4 - 2.2	0.2 - 1.0	0.0 - 0.8
	umol/L	1379	380	159	53	27
		1070 - 1688	309 - 451	124 - 194	18 - 88	0 - 71
BUN	mg/dL	112	59	10	7	4
		97 - 127	51 - 67	7 - 13	5 - 10	2 - 7
Urea	mmol/L	40.0	21.1	3.6	2.5	1.4
		34.6 - 45.3	18.2 - 23.9	2.5 - 4.6	1.8 - 3.6	0.7 - 2.5
	mg/dL	240	126	21	15	9
		208 - 272	109 - 143	15 - 28	11 - 21	4 - 15
	g/L	2.40	1.26	0.21	0.15	0.09
		2.08 - 2.72	1.09 - 1.43	0.15 - 0.28	0.11 - 0.21	0.04 - 0.15

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-112239-01

11-Dec-2025

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 25294 (L1 131194, L2 101194, L3 111194, L4 121194, L5 141194)

Exp. 2027-02-28

CLEW: D51

G		L1	L2	L3	L4	L5
LOT F, H, J, K						
Glucose/Glu	mg/dL	27 18 - 36	42 33 - 51	122 106 - 139	287 245 - 329	594 505 - 683
	g/L	0.27 0.18 - 0.36	0.42 0.33 - 0.51	1.22 1.06 - 1.39	2.87 2.45 - 3.29	5.94 5.05 - 6.83
	mmol/L	1.5 1.0 - 2.0	2.3 1.8 - 2.8	6.8 5.9 - 7.7	15.9 13.6 - 18.3	33.0 28.0 - 37.9

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-112239-01

11-Dec-2025

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 25294 (L1 131194, L2 101194, L3 111194, L4 121194, L5 141194)

Exp. 2027-02-28

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-112239-01

11-Dec-2025



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

