

i-STAT® Level 1 Control

LOT 101194

 **Exp.** 2027-02-28

CLEW: D51

CG4+ LOT D		\bar{x} (Mean)	R (Range)
pH		7.040	6.990 - 7.090
PCO2	mmHg	56.9	49.4 - 64.4
	kPa	7.58	6.59 - 8.58
PO2	mmHg	88	73 - 103
	kPa	11.7	9.7 - 13.7
Lactate/Lac	mmol/L	7.97	6.89 - 9.04
	mg/dL	71.8	62.1 - 81.5
	g/L	0.718	0.621 - 0.815

CONTROL

IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands




ART-112272-01

11-Dec-2025

i-STAT® Level 1 Control

LOT 101194

 **Exp.** 2027-02-28

CLEW: D51

CG8+, EG7+, G3+, Crea & CG4+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT A, K, L, M, N, W, Y			
Na	mmol/L, mEq/L	121	117 - 125
K	mmol/L, mEq/L	2.9	2.6 - 3.2
iCa	mmol/L	1.52	1.41 - 1.64
	mg/dL	6.1	5.6 - 6.6
	mEq/L	3.0	2.8 - 3.3
pH		7.034	6.984 - 7.084
PCO2	mmHg	57.7	50.2 - 65.2
	kPa	7.69	6.69 - 8.69
PO2	mmHg	88	73 - 103
	kPa	11.7	9.7 - 13.7
Glucose/Glu	mg/dL	42	33 - 51
	g/L	0.42	0.33 - 0.51
	mmol/L	2.3	1.8 - 2.8
Creatinine/Crea	mg/dL	4.1	3.3 - 4.9
	umol/L	362	292 - 433
Lactate/Lac	mmol/L	7.80	6.74 - 8.85
	mg/dL	70.3	60.7 - 79.7
	g/L	0.703	0.607 - 0.797

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-112272-01


11-Dec-2025

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® Level 1 Control

LOT 101194

 **Exp.** 2027-02-28

CLEW: D51

CHEM8+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT	H		
Na	mmol/L, mEq/L	121	116 - 125
K	mmol/L, mEq/L	2.8	2.5 - 3.1
Cl	mmol/L, mEq/L	78	73 - 83
iCa	mmol/L	1.51	1.40 - 1.63
	mg/dL	6.0	5.6 - 6.5
	mEq/L	3.0	2.8 - 3.3
TCO2	mmol/L, mEq/L	18	9 - 27
Glucose/Glu	mg/dL	42	33 - 51
	g/L	0.42	0.33 - 0.51
	mmol/L	2.3	1.8 - 2.8
Creatinine/Crea	mg/dL	4.3	3.5 - 5.1
	umol/L	380	309 - 451
BUN	mg/dL	59	51 - 67
Urea	mmol/L	21.1	18.2 - 23.9
	mg/dL	126	109 - 143
	g/L	1.26	1.09 - 1.43

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-112272-01


11-Dec-2025

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® Level 1 Control

LOT 101194

 **Exp.** 2027-02-28

CLEW: D51

G		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT F, H, J, K			
Glucose/Glu	mg/dL	42	33 - 51
	g/L	0.42	0.33 - 0.51
	mmol/L	2.3	1.8 - 2.8

CONTROL

IVD





EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-112272-01

11-Dec-2025

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® Level 1 Control

LOT 101194

Exp. 2027-02-28

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinize iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-112272-01

11-Dec-2025



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

