

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

**LOT** 21125 (L1 331141, L2 301141, L3 311141, L4 321141, L5 341141)

**Exp.** 2022-09-30

**CLEW: A44**

<b>CG4+ &amp; G3+</b>		<b>L1</b>	<b>L2</b>	<b>L3</b>	<b>L4</b>	<b>L5</b>
<b>LOT D</b>						
pH		6.554 6.494 - 6.614	7.051 7.001 - 7.101	7.436 7.386 - 7.486	7.657 7.607 - 7.707	7.914 7.854 - 7.974
	mmHg	93.0 81.8 - 104.1	62.8 55.3 - 70.3	36.0 29.0 - 43.0	22.4 16.1 - 28.7	18.9 12.9 - 24.9
PCO2	kPa	12.40 10.90 - 13.88	8.37 7.37 - 9.37	4.80 3.87 - 5.73	2.99 2.15 - 3.83	2.52 1.72 - 3.32
	mmHg	45 30 - 60	77 62 - 92	118 100 - 136	147 125 - 169	427 367 - 487
PO2	kPa	6.0 4.0 - 8.0	10.3 8.3 - 12.3	15.7 13.3 - 18.1	19.6 16.7 - 22.5	56.9 48.9 - 64.9
	mmol/L	16.58 13.59 - 19.56	6.91 5.97 - 7.84	2.05 1.55 - 2.55	0.88 0.38 - 1.38	0.69 0.19 - 1.19
Lactate/Lac	mg/dL	149.4 122.4 - 176.2	62.3 53.8 - 70.6	18.5 14.0 - 23.0	7.9 3.4 - 12.4	6.2 1.7 - 10.7
	g/L	1.494 1.224 - 1.762	0.623 0.538 - 0.706	0.185 0.140 - 0.230	0.079 0.034 - 0.124	0.062 0.017 - 0.107

**CONTROL**

**IVD**




**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

777812-01

25-Apr-2022

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

**LOT** 21125 (L1 331141, L2 301141, L3 311141, L4 321141, L5 341141)

**Exp.** 2022-09-30

**CLEW: A44**

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		L1	L2	L3	L4	L5
<b>LOT</b> A, K, L, M, N, W, Y						
Na	mmol/L, mEq/L	102 98 - 106	126 121 - 130	134 129 - 138	161 156 - 167	178 172 - 184
K	mmol/L, mEq/L	2.3 2.0 - 2.6	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.1 5.6 - 6.7	7.7 7.1 - 8.3
iCa	mmol/L	0.36 0.29 - 0.44	0.84 0.76 - 0.92	1.31 1.22 - 1.39	1.56 1.44 - 1.68	2.28 2.11 - 2.45
	mg/dL	1.4 1.2 - 1.8	3.4 3.0 - 3.7	5.2 4.9 - 5.6	6.2 5.8 - 6.7	9.1 8.4 - 9.8
	mEq/L	0.7 0.6 - 0.9	1.7 1.5 - 1.8	2.6 2.4 - 2.8	3.1 2.9 - 3.4	4.6 4.2 - 4.9
pH		6.554 6.494 - 6.614	7.047 6.997 - 7.097	7.432 7.382 - 7.482	7.652 7.602 - 7.702	7.914 7.854 - 7.974
PCO2	mmHg	94.0 82.7 - 105.2	64.2 56.7 - 71.7	37.0 30.0 - 44.0	22.4 16.1 - 28.7	18.4 12.4 - 24.4
	kPa	12.53 11.02 - 14.02	8.56 7.56 - 9.56	4.93 4.00 - 5.87	2.99 2.15 - 3.83	2.45 1.65 - 3.25
PO2	mmHg	54 39 - 69	84 69 - 99	119 101 - 137	146 124 - 168	415 355 - 475
	kPa	7.2 5.2 - 9.2	11.2 9.2 - 13.2	15.9 13.5 - 18.3	19.5 16.5 - 22.4	55.3 47.3 - 63.3
Glucose/Glu	mg/dL	575 489 - 661	263 221 - 305	126 109 - 143	42 33 - 51	29 20 - 38
	g/L	5.75 4.89 - 6.61	2.63 2.21 - 3.05	1.26 1.09 - 1.43	0.42 0.33 - 0.51	0.29 0.20 - 0.38
	mmol/L	31.9 27.1 - 36.7	14.6 12.3 - 16.9	7.0 6.1 - 7.9	2.3 1.8 - 2.8	1.6 1.1 - 2.1
Creatinine/Crea	mg/dL	14.4 11.2 - 17.7	3.4 2.6 - 4.2	1.0 0.6 - 1.4	0.4 0.0 - 0.8	0.3 0.0 - 0.8
	umol/L	1273 990 - 1565	301 230 - 371	88 53 - 124	35 0 - 71	27 0 - 71
Lactate/Lac	mmol/L	16.19 13.28 - 19.11	6.90 5.97 - 7.83	2.03 1.53 - 2.53	0.83 0.33 - 1.33	0.65 0.15 - 1.15
	mg/dL	145.9 119.7 - 172.2	62.2 53.8 - 70.5	18.3 13.8 - 22.8	7.5 3.0 - 12.0	5.9 1.4 - 10.4
	g/L	1.459 1.197 - 1.722	0.622 0.538 - 0.705	0.183 0.138 - 0.228	0.075 0.030 - 0.120	0.059 0.014 - 0.104
HCT	K3EDTA %	13 10 - 16	23 20 - 26	36 33 - 39	57 54 - 61	67 63 - 71
	K2EDTA %	13 10 - 17	24 21 - 27	37 34 - 41	60 56 - 64	70 66 - 74


CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



777812-01

25-Apr-2022

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

**LOT** 21125 (L1 331141, L2 301141, L3 311141, L4 321141, L5 341141)

**Exp.** 2022-09-30

**CLEW: A44**

<b>CHEM8+</b>		<b>L1</b>	<b>L2</b>	<b>L3</b>	<b>L4</b>	<b>L5</b>
<b>LOT H</b>						
Na	mmol/L, mEq/L	100 96 - 104	124 120 - 129	133 128 - 137	160 154 - 166	178 171 - 185
K	mmol/L, mEq/L	2.4 2.1 - 2.7	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.2	6.1 5.6 - 6.7	7.8 7.2 - 8.4
Cl	mmol/L, mEq/L	62 58 - 66	74 69 - 79	92 86 - 98	113 104 - 121	125 116 - 134
iCa	mmol/L	0.36 0.28 - 0.43	0.82 0.74 - 0.90	1.30 1.21 - 1.38	1.53 1.41 - 1.64	2.27 2.10 - 2.44
	mg/dL	1.4 1.1 - 1.7	3.3 3.0 - 3.6	5.2 4.8 - 5.5	6.1 5.6 - 6.6	9.1 8.4 - 9.8
	mEq/L	0.7 0.6 - 0.9	1.6 1.5 - 1.8	2.6 2.4 - 2.8	3.1 2.8 - 3.3	4.5 4.2 - 4.9
TCO2	mmol/L, mEq/L	15 9 - 21	21 12 - 30	26 19 - 32	29 23 - 35	45 38 - 52
Glucose/Glu	mg/dL	586 498 - 674	265 223 - 307	125 108 - 142	41 32 - 50	28 19 - 37
	g/L	5.86 4.98 - 6.74	2.65 2.23 - 3.07	1.25 1.08 - 1.42	0.41 0.32 - 0.50	0.28 0.19 - 0.37
	mmol/L	32.5 27.6 - 37.4	14.7 12.4 - 17.0	6.9 6.0 - 7.9	2.3 1.8 - 2.8	1.6 1.1 - 2.1
Creatinine/Crea	mg/dL	15.0 11.6 - 18.4	3.5 2.7 - 4.3	1.0 0.6 - 1.4	0.5 0.1 - 0.9	0.3 0.0 - 0.8
	umol/L	1326 1025 - 1627	309 239 - 380	88 53 - 124	44 9 - 80	27 0 - 71
BUN	mg/dL	129 111 - 146	61 53 - 69	11 8 - 14	7 4 - 9	5 2 - 7
Urea	mmol/L	46.1 39.6 - 52.1	21.8 18.9 - 24.6	3.9 2.9 - 5.0	2.5 1.4 - 3.2	1.8 0.7 - 2.5
	mg/dL	276 238 - 312	131 113 - 148	24 17 - 30	15 9 - 19	11 4 - 15
	g/L	2.76 2.38 - 3.12	1.31 1.13 - 1.48	0.24 0.17 - 0.30	0.15 0.09 - 0.19	0.11 0.04 - 0.15
HCT	K3EDTA %	12 9 - 15	21 18 - 24	34 31 - 37	53 50 - 56	64 60 - 68
	K2EDTA %	12 9 - 16	22 19 - 25	35 32 - 39	55 52 - 58	67 63 - 71



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



777812-01

25-Apr-2022

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

**LOT** 21125 (L1 331141, L2 301141, L3 311141, L4 321141, L5 341141)

**Exp.** 2022-09-30

**CLEW: A44**

EC8+, 6+, EC4+, E3+ & G		L1	L2	L3	L4	L5
<b>LOT</b> F, H, J, K						
Na	mmol/L, mEq/L	101 97 - 105	125 121 - 130	134 129 - 138	161 155 - 167	179 172 - 186
K	mmol/L, mEq/L	2.3 2.0 - 2.6	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.2 5.6 - 6.7	7.8 7.2 - 8.4
Cl	mmol/L, mEq/L	59 55 - 63	72 67 - 77	90 84 - 96	112 103 - 120	124 115 - 134
pH		6.525 6.465 - 6.585	7.000 6.950 - 7.050	7.368 7.318 - 7.418	7.650 7.600 - 7.700	7.872 7.812 - 7.932
PCO2	mmHg	113.1 99.5 - 126.7	76.6 69.1 - 84.1	45.1 38.1 - 52.1	26.9 20.6 - 33.2	23.2 17.2 - 29.2
	kPa	15.08 13.26 - 16.89	10.21 9.21 - 11.21	6.01 5.08 - 6.94	3.59 2.75 - 4.43	3.09 2.29 - 3.89
Glucose/Glu	mg/dL	559 475 - 643	265 223 - 307	133 115 - 151	46 37 - 55	33 24 - 42
	g/L	5.59 4.75 - 6.43	2.65 2.23 - 3.07	1.33 1.15 - 1.51	0.46 0.37 - 0.55	0.33 0.24 - 0.42
	mmol/L	31.0 26.4 - 35.7	14.7 12.4 - 17.0	7.4 6.4 - 8.4	2.6 2.1 - 3.1	1.8 1.3 - 2.3
BUN	mg/dL	140 121 - 159	62 54 - 71	12 9 - 15	7 4 - 9	5 2 - 7
Urea	mmol/L	50.0 43.2 - 56.8	22.1 19.3 - 25.3	4.3 3.2 - 5.4	2.5 1.4 - 3.2	1.8 0.7 - 2.5
	mg/dL	300 259 - 340	133 116 - 152	26 19 - 32	15 9 - 19	11 4 - 15
	g/L	3.00 2.59 - 3.40	1.33 1.16 - 1.52	0.26 0.19 - 0.32	0.15 0.09 - 0.19	0.11 0.04 - 0.15
HCT	K3EDTA %	12 9 - 15	23 20 - 26	36 33 - 39	57 54 - 60	67 63 - 71
	K2EDTA %	13 9 - 16	24 21 - 27	37 34 - 41	59 56 - 63	70 66 - 74

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

777812-01

25-Apr-2022

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



## i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

**LOT** 21125 (L1 331141, L2 301141, L3 311141, L4 321141, L5 341141)

**Exp.** 2022-09-30

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

777812-01

25-Apr-2022

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

