


i-STAT® TriControls Level 1 Control

**LOT** 301141

 **Exp.** 2022-09-30

**CLEW: A44**

<b>CG4+ &amp; G3+</b>		$\bar{x}$ (Mean)	R (Range)
<b>LOT</b>	<b>D</b>		
pH		7.051	7.001 - 7.101
PCO2	mmHg	62.8	55.3 - 70.3
	kPa	8.37	7.37 - 9.37
PO2	mmHg	77	62 - 92
	kPa	10.3	8.3 - 12.3
Lactate/Lac	mmol/L	6.91	5.97 - 7.84
	mg/dL	62.3	53.8 - 70.6
	g/L	0.623	0.538 - 0.706

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

777873-01

25-Apr-2022



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



i-STAT® TriControls Level 1 Control

**LOT** 301141

**Exp.** 2022-09-30

**CLEW: A44**

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		$\bar{x}$ (Mean)	R (Range)
<b>LOT</b> A, K, L, M, N, W, Y			
Na	mmol/L, mEq/L	126	121 - 130
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.7 - 3.3
iCa	mmol/L	0.84	0.76 - 0.92
	mg/dL	3.4	3.0 - 3.7
	mEq/L	1.7	1.5 - 1.8
pH		7.047	6.997 - 7.097
PCO2	mmHg	64.2	56.7 - 71.7
	kPa	8.56	7.56 - 9.56
PO2	mmHg	84	69 - 99
	kPa	11.2	9.2 - 13.2
Glucose/Glu	mg/dL	263	221 - 305
	g/L	2.63	2.21 - 3.05
	mmol/L	14.6	12.3 - 16.9
Creatinine/Crea	mg/dL	3.4	2.6 - 4.2
	umol/L	301	230 - 371
Lactate/Lac	mmol/L	6.90	5.97 - 7.83
	mg/dL	62.2	53.8 - 70.5
	g/L	0.622	0.538 - 0.705
HCT	K3EDTA %	23	20 - 26
	K2EDTA %	24	21 - 27

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



777873-01

25-Apr-2022

i-STAT® TriControls Level 1 Control

**LOT** 301141

**Exp.** 2022-09-30

**CLEW: A44**

<b>CHEM8+</b>		$\bar{x}$ (Mean)	R (Range)
<b>LOT</b>	<b>H</b>		
Na	mmol/L, mEq/L	124	120 - 129
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.7 - 3.3
Cl	mmol/L, mEq/L	74	69 - 79
iCa	mmol/L	0.82	0.74 - 0.90
	mg/dL	3.3	3.0 - 3.6
	mEq/L	1.6	1.5 - 1.8
TCO2	mmol/L, mEq/L	21	12 - 30
Glucose/Glu	mg/dL	265	223 - 307
	g/L	2.65	2.23 - 3.07
	mmol/L	14.7	12.4 - 17.0
Creatinine/Crea	mg/dL	3.5	2.7 - 4.3
	umol/L	309	239 - 380
BUN	mg/dL	61	53 - 69
Urea	mmol/L	21.8	18.9 - 24.6
	mg/dL	131	113 - 148
	g/L	1.31	1.13 - 1.48
HCT	K3EDTA %	21	18 - 24
	K2EDTA %	22	19 - 25

**CONTROL**


**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



777873-01

25-Apr-2022

i-STAT® TriControls Level 1 Control

**LOT** 301141

**Exp.** 2022-09-30

**CLEW: A44**

EC8+, 6+, EC4+, E3+ & G		$\bar{x}$ (Mean)	R (Range)
<b>LOT</b> F, H, J, K			
Na	mmol/L, mEq/L	125	121 - 130
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.7 - 3.3
Cl	mmol/L, mEq/L	72	67 - 77
pH		7.000	6.950 - 7.050
PCO2	mmHg	76.6	69.1 - 84.1
	kPa	10.21	9.21 - 11.21
Glucose/Glu	mg/dL	265	223 - 307
	g/L	2.65	2.23 - 3.07
	mmol/L	14.7	12.4 - 17.0
BUN	mg/dL	62	54 - 71
Urea	mmol/L	22.1	19.3 - 25.3
	mg/dL	133	116 - 152
	g/L	1.33	1.16 - 1.52
HCT	K3EDTA %	23	20 - 26
	K2EDTA %	24	21 - 27

**CONTROL**

**IVD**




**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

777873-01

25-Apr-2022

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



# i-STAT® TriControls Level 1 Control

**LOT** 301141

**Exp.** 2022-09-30

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

777873-01

25-Apr-2022



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

