


i-STAT® TriControls Level 2 Control

LOT 311141

 **Exp.** 2022-09-30

CLEW: A44

CG4+ & G3+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT	D		
pH		7.436	7.386 - 7.486
PCO2	mmHg	36.0	29.0 - 43.0
	kPa	4.80	3.87 - 5.73
PO2	mmHg	118	100 - 136
	kPa	15.7	13.3 - 18.1
Lactate/Lac	mmol/L	2.05	1.55 - 2.55
	mg/dL	18.5	14.0 - 23.0
	g/L	0.185	0.140 - 0.230

CONTROL

IVD





EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

777874-01

25-Apr-2022

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Level 2 Control

LOT 311141

Exp. 2022-09-30

CLEW: A44

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT A, K, L, M, N, W, Y			
Na	mmol/L, mEq/L	134	129 - 138
K	mmol/L, mEq/L	3.8	3.5 - 4.1
iCa	mmol/L	1.31	1.22 - 1.39
	mg/dL	5.2	4.9 - 5.6
	mEq/L	2.6	2.4 - 2.8
pH		7.432	7.382 - 7.482
PCO2	mmHg	37.0	30.0 - 44.0
	kPa	4.93	4.00 - 5.87
PO2	mmHg	119	101 - 137
	kPa	15.9	13.5 - 18.3
Glucose/Glu	mg/dL	126	109 - 143
	g/L	1.26	1.09 - 1.43
	mmol/L	7.0	6.1 - 7.9
Creatinine/Crea	mg/dL	1.0	0.6 - 1.4
	umol/L	88	53 - 124
Lactate/Lac	mmol/L	2.03	1.53 - 2.53
	mg/dL	18.3	13.8 - 22.8
	g/L	0.183	0.138 - 0.228
HCT	K3EDTA %	36	33 - 39
	K2EDTA %	37	34 - 41

CONTROL


IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



777874-01

25-Apr-2022

i-STAT® TriControls Level 2 Control

LOT 311141

Exp. 2022-09-30

CLEW: A44

CHEM8+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT	H		
Na	mmol/L, mEq/L	133	128 - 137
K	mmol/L, mEq/L	3.8	3.5 - 4.2
Cl	mmol/L, mEq/L	92	86 - 98
iCa	mmol/L	1.30	1.21 - 1.38
	mg/dL	5.2	4.8 - 5.5
	mEq/L	2.6	2.4 - 2.8
TCO2	mmol/L, mEq/L	26	19 - 32
Glucose/Glu	mg/dL	125	108 - 142
	g/L	1.25	1.08 - 1.42
	mmol/L	6.9	6.0 - 7.9
Creatinine/Crea	mg/dL	1.0	0.6 - 1.4
	umol/L	88	53 - 124
BUN	mg/dL	11	8 - 14
Urea	mmol/L	3.9	2.9 - 5.0
	mg/dL	24	17 - 30
	g/L	0.24	0.17 - 0.30
HCT	K3EDTA %	34	31 - 37
	K2EDTA %	35	32 - 39

CONTROL


IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



777874-01

25-Apr-2022

i-STAT® TriControls Level 2 Control

LOT 311141

Exp. 2022-09-30

CLEW: A44

EC8+, 6+, EC4+, E3+ & G		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT F, H, J, K			
Na	mmol/L, mEq/L	134	129 - 138
K	mmol/L, mEq/L	3.8	3.5 - 4.1
Cl	mmol/L, mEq/L	90	84 - 96
pH		7.368	7.318 - 7.418
PCO2	mmHg	45.1	38.1 - 52.1
	kPa	6.01	5.08 - 6.94
Glucose/Glu	mg/dL	133	115 - 151
	g/L	1.33	1.15 - 1.51
	mmol/L	7.4	6.4 - 8.4
BUN	mg/dL	12	9 - 15
Urea	mmol/L	4.3	3.2 - 5.4
	mg/dL	26	19 - 32
	g/L	0.26	0.19 - 0.32
HCT	K3EDTA %	36	33 - 39
	K2EDTA %	37	34 - 41

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

777874-01

25-Apr-2022

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Level 2 Control

LOT 311141

Exp. 2022-09-30

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

777874-01

25-Apr-2022



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

