


i-STAT® TriControls Level 1 Control

**LOT** 301145

 **Exp.** 2023-01-31

**CLEW: D44**

| <b>CG4+ &amp; G3+</b> |          | $\bar{x}$ (Mean) | R (Range)     |
|-----------------------|----------|------------------|---------------|
| <b>LOT</b>            | <b>D</b> |                  |               |
| pH                    |          | 7.062            | 7.012 - 7.112 |
| PCO2                  | mmHg     | 61.3             | 53.8 - 68.8   |
|                       | kPa      | 8.17             | 7.17 - 9.17   |
| PO2                   | mmHg     | 77               | 62 - 92       |
|                       | kPa      | 10.3             | 8.3 - 12.3    |
| Lactate/Lac           | mmol/L   | 6.64             | 5.75 - 7.54   |
|                       | mg/dL    | 59.8             | 51.8 - 67.9   |
|                       | g/L      | 0.598            | 0.518 - 0.679 |

**CONTROL**

**IVD**





**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

777907-01

04-May-2022

 Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



i-STAT® TriControls Level 1 Control

**LOT** 301145

**Exp.** 2023-01-31

**CLEW: D44**

| CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+ |               | $\bar{x}$ (Mean) | R (Range)     |
|------------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>LOT</b> A, K, L, M, N, W, Y     |               |                  |               |
| Na                                 | mmol/L, mEq/L | 125              | 121 - 129     |
| K                                  | mmol/L, mEq/L | 3.0              | 2.7 - 3.3     |
| iCa                                | mmol/L        | 0.85             | 0.77 - 0.93   |
|                                    | mg/dL         | 3.4              | 3.1 - 3.7     |
|                                    | mEq/L         | 1.7              | 1.5 - 1.9     |
| pH                                 |               | 7.057            | 7.007 - 7.107 |
| PCO2                               | mmHg          | 62.5             | 55.0 - 70.0   |
|                                    | kPa           | 8.33             | 7.33 - 9.33   |
| PO2                                | mmHg          | 84               | 69 - 99       |
|                                    | kPa           | 11.2             | 9.2 - 13.2    |
| Glucose/Glu                        | mg/dL         | 266              | 224 - 308     |
|                                    | g/L           | 2.66             | 2.24 - 3.08   |
|                                    | mmol/L        | 14.8             | 12.4 - 17.1   |
| Creatinine/Crea                    | mg/dL         | 3.3              | 2.5 - 4.1     |
|                                    | umol/L        | 292              | 221 - 362     |
| Lactate/Lac                        | mmol/L        | 6.68             | 5.78 - 7.58   |
|                                    | mg/dL         | 60.2             | 52.1 - 68.3   |
|                                    | g/L           | 0.602            | 0.521 - 0.683 |
| HCT                                | K3EDTA %      | 23               | 20 - 26       |
|                                    | K2EDTA %      | 23               | 21 - 27       |

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



777907-01

04-May-2022

i-STAT® TriControls Level 1 Control

**LOT** 301145

**Exp.** 2023-01-31

**CLEW: D44**

| <b>CHEM8+</b>   |               | $\bar{x}$ (Mean) | R (Range)   |
|-----------------|---------------|------------------|-------------|
| <b>LOT</b>      | <b>H</b>      |                  |             |
| Na              | mmol/L, mEq/L | 124              | 119 - 128   |
| K               | mmol/L, mEq/L | 3.0              | 2.7 - 3.3   |
| Cl              | mmol/L, mEq/L | 74               | 69 - 79     |
| iCa             | mmol/L        | 0.83             | 0.75 - 0.91 |
|                 | mg/dL         | 3.3              | 3.0 - 3.6   |
|                 | mEq/L         | 1.7              | 1.5 - 1.8   |
| TCO2            | mmol/L, mEq/L | 21               | 12 - 30     |
| Glucose/Glu     | mg/dL         | 266              | 224 - 308   |
|                 | g/L           | 2.66             | 2.24 - 3.08 |
|                 | mmol/L        | 14.8             | 12.4 - 17.1 |
| Creatinine/Crea | mg/dL         | 3.4              | 2.6 - 4.2   |
|                 | umol/L        | 301              | 230 - 371   |
| BUN             | mg/dL         | 61               | 53 - 69     |
| Urea            | mmol/L        | 21.8             | 18.9 - 24.6 |
|                 | mg/dL         | 131              | 113 - 148   |
|                 | g/L           | 1.31             | 1.13 - 1.48 |
| HCT             | K3EDTA %      | 21               | 18 - 24     |
|                 | K2EDTA %      | 22               | 19 - 25     |

**CONTROL**


**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA




777907-01

04-May-2022

i-STAT® TriControls Level 1 Control

**LOT** 301145

 **Exp.** 2023-01-31

**CLEW: D44**

| <b>EC4+, E3+ &amp; G</b> |               | <b><math>\bar{x}</math> (Mean)</b> | <b>R (Range)</b> |
|--------------------------|---------------|------------------------------------|------------------|
| <b>LOT F, H, J, K</b>    |               |                                    |                  |
| Na                       | mmol/L, mEq/L | 125                                | 120 - 129        |
| K                        | mmol/L, mEq/L | 3.0                                | 2.7 - 3.3        |
| Glucose/Glu              | mg/dL         | 267                                | 225 - 309        |
|                          | g/L           | 2.67                               | 2.25 - 3.09      |
|                          | mmol/L        | 14.8                               | 12.5 - 17.2      |
| HCT                      | K3EDTA %      | 22                                 | 19 - 25          |
|                          | K2EDTA %      | 23                                 | 20 - 26          |

**CONTROL**

**IVD**





**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

777907-01

04-May-2022

 Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



# i-STAT® TriControls Level 1 Control

**LOT** 301145

**Exp.** 2023-01-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

777907-01

04-May-2022



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

