

i-STAT® TriControls Level 2 Control

**LOT** 311151

 **Exp.** 2023-07-31

**CLEW: D44**

<b>CG4+ &amp; G3+</b>		$\bar{x}$ (Mean)	R (Range)
<b>LOT</b>	<b>D</b>		
pH		7.452	7.402 - 7.502
PCO2	mmHg	34.5	27.5 - 41.5
	kPa	4.60	3.67 - 5.53
PO2	mmHg	120	102 - 138
	kPa	16.0	13.6 - 18.4
Lactate/Lac	mmol/L	1.83	1.33 - 2.33
	mg/dL	16.5	12.0 - 21.0
	g/L	0.165	0.120 - 0.210

**CONTROL**

**IVD**





**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

778156-01

13-May-2022

 Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



i-STAT® TriControls Level 2 Control

**LOT** 311151

**Exp.** 2023-07-31

**CLEW: D44**

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		$\bar{x}$ (Mean)	R (Range)
<b>LOT</b> A, K, L, M, N, W, Y			
Na	mmol/L, mEq/L	133	128 - 138
K	mmol/L, mEq/L	3.8	3.4 - 4.1
iCa	mmol/L	1.34	1.25 - 1.43
	mg/dL	5.4	5.0 - 5.7
	mEq/L	2.7	2.5 - 2.9
pH		7.450	7.400 - 7.500
PCO2	mmHg	35.7	28.7 - 42.7
	kPa	4.76	3.83 - 5.69
PO2	mmHg	122	104 - 140
	kPa	16.3	13.9 - 18.7
Glucose/Glu	mg/dL	127	110 - 144
	g/L	1.27	1.10 - 1.44
	mmol/L	7.0	6.1 - 8.0
Creatinine/Crea	mg/dL	0.9	0.5 - 1.3
	umol/L	80	44 - 115
Lactate/Lac	mmol/L	1.77	1.27 - 2.27
	mg/dL	15.9	11.4 - 20.5
	g/L	0.159	0.114 - 0.205
HCT	K3EDTA %	35	32 - 38
	K2EDTA %	37	33 - 40

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



778156-01

13-May-2022

i-STAT® TriControls Level 2 Control

**LOT** 311151

**Exp.** 2023-07-31

**CLEW: D44**

<b>CHEM8+</b>		$\bar{x}$ (Mean)	R (Range)
<b>LOT</b>	<b>H</b>		
Na	mmol/L, mEq/L	132	127 - 137
K	mmol/L, mEq/L	3.8	3.5 - 4.1
Cl	mmol/L, mEq/L	92	86 - 98
iCa	mmol/L	1.33	1.25 - 1.42
	mg/dL	5.3	5.0 - 5.7
	mEq/L	2.7	2.5 - 2.8
TCO2	mmol/L, mEq/L	26	20 - 32
Glucose/Glu	mg/dL	126	109 - 143
	g/L	1.26	1.09 - 1.43
	mmol/L	7.0	6.1 - 7.9
Creatinine/Crea	mg/dL	1.0	0.6 - 1.4
	umol/L	88	53 - 124
BUN	mg/dL	11	8 - 14
Urea	mmol/L	3.9	2.9 - 5.0
	mg/dL	24	17 - 30
	g/L	0.24	0.17 - 0.30
HCT	K3EDTA %	34	31 - 37
	K2EDTA %	35	32 - 39

**CONTROL**


**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



778156-01

13-May-2022

i-STAT® TriControls Level 2 Control

**LOT** 311151

**Exp.** 2023-07-31

**CLEW: D44**

<b>EC4+, E3+ &amp; G</b>		$\bar{x}$ (Mean)	R (Range)
<b>LOT</b>	<b>F, H, J, K</b>		
Na	mmol/L, mEq/L	133	128 - 137
K	mmol/L, mEq/L	3.8	3.5 - 4.1
Glucose/Glu	mg/dL	134	116 - 152
	g/L	1.34	1.16 - 1.52
	mmol/L	7.4	6.4 - 8.4
HCT	K3EDTA %	35	32 - 38
	K2EDTA %	37	33 - 40

**CONTROL**

**IVD**




**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

778156-01

13-May-2022

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



## i-STAT® TriControls Level 2 Control

**LOT** 311151

**Exp.** 2023-07-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

778156-01

13-May-2022



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

