


i-STAT® TriControls Level 2 Control

**LOT** 311154

 **Exp.** 2023-10-31

**CLEW: D44**

<b>CG4+ &amp; G3+</b>		$\bar{x}$ (Mean)	R (Range)
<b>LOT</b>	<b>D</b>		
pH		7.449	7.399 - 7.499
PCO2	mmHg	34.4	27.4 - 41.4
	kPa	4.59	3.65 - 5.52
PO2	mmHg	116	99 - 134
	kPa	15.5	13.2 - 17.9
Lactate/Lac	mmol/L	1.85	1.35 - 2.35
	mg/dL	16.7	12.2 - 21.2
	g/L	0.167	0.122 - 0.212


**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

 Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



781356-01

12-Aug-2022

i-STAT® TriControls Level 2 Control

**LOT** 311154

**Exp.** 2023-10-31

**CLEW: D44**

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		$\bar{x}$ (Mean)	R (Range)
<b>LOT</b> A, K, L, M, N, W, Y			
Na	mmol/L, mEq/L	133	128 - 138
K	mmol/L, mEq/L	3.8	3.5 - 4.1
iCa	mmol/L	1.31	1.22 - 1.40
	mg/dL	5.2	4.9 - 5.6
	mEq/L	2.6	2.4 - 2.8
pH		7.447	7.397 - 7.497
PCO2	mmHg	35.5	28.5 - 42.5
	kPa	4.73	3.80 - 5.67
PO2	mmHg	119	101 - 137
	kPa	15.9	13.5 - 18.3
Glucose/Glu	mg/dL	126	109 - 143
	g/L	1.26	1.09 - 1.43
	mmol/L	7.0	6.1 - 7.9
Creatinine/Crea	mg/dL	0.9	0.5 - 1.3
	umol/L	80	44 - 115
Lactate/Lac	mmol/L	1.83	1.33 - 2.33
	mg/dL	16.5	12.0 - 21.0
	g/L	0.165	0.120 - 0.210
HCT	K3EDTA %	35	32 - 38
	K2EDTA %	37	33 - 40

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



781356-01

12-Aug-2022

i-STAT® TriControls Level 2 Control

**LOT** 311154

**Exp.** 2023-10-31

**CLEW: D44**

<b>CHEM8+</b>		$\bar{x}$ (Mean)	R (Range)
<b>LOT</b>	<b>H</b>		
Na	mmol/L, mEq/L	132	128 - 137
K	mmol/L, mEq/L	3.8	3.5 - 4.1
Cl	mmol/L, mEq/L	92	86 - 98
iCa	mmol/L	1.30	1.21 - 1.38
	mg/dL	5.2	4.8 - 5.5
	mEq/L	2.6	2.4 - 2.8
TCO2	mmol/L, mEq/L	26	19 - 32
Glucose/Glu	mg/dL	126	109 - 143
	g/L	1.26	1.09 - 1.43
	mmol/L	7.0	6.1 - 7.9
Creatinine/Crea	mg/dL	1.0	0.6 - 1.4
	umol/L	88	53 - 124
BUN	mg/dL	11	8 - 14
Urea	mmol/L	3.9	2.9 - 5.0
	mg/dL	24	17 - 30
	g/L	0.24	0.17 - 0.30
HCT	K3EDTA %	33	30 - 36
	K2EDTA %	35	31 - 38

**CONTROL**


**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



781356-01

12-Aug-2022

i-STAT® TriControls Level 2 Control

**LOT** 311154

**Exp.** 2023-10-31

**CLEW: D44**

<b>EC4+, E3+ &amp; G</b>		<b><math>\bar{x}</math> (Mean)</b>	<b>R (Range)</b>
<b>LOT</b>	<b>F, H, J, K</b>		
Na	mmol/L, mEq/L	133	128 - 137
K	mmol/L, mEq/L	3.8	3.5 - 4.1
Glucose/Glu	mg/dL	134	116 - 153
	g/L	1.34	1.16 - 1.53
	mmol/L	7.4	6.4 - 8.5
HCT	K3EDTA %	35	32 - 38
	K2EDTA %	37	33 - 40

**CONTROL**

**IVD**




**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

781356-01

12-Aug-2022

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



## i-STAT® TriControls Level 2 Control

**LOT** 311154

**Exp.** 2023-10-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

781356-01

12-Aug-2022



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

