

i-STAT® TriControls Level 3 Control

**LOT** 321154

 **Exp.** 2023-10-31

**CLEW: D44**

<b>CG4+ &amp; G3+</b>		$\bar{x}$ (Mean)	R (Range)
<b>LOT</b>	<b>D</b>		
pH		7.675	7.625 - 7.725
<b>PCO2</b>	mmHg	21.9	15.6 - 28.2
	kPa	2.92	2.08 - 3.76
<b>PO2</b>	mmHg	146	124 - 167
	kPa	19.5	16.5 - 22.3
Lactate/Lac	mmol/L	0.73	0.23 - 1.23
	mg/dL	6.6	2.1 - 11.1
	g/L	0.066	0.021 - 0.111


**CONTROL**


**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

 Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



781363-01

12-Aug-2022

i-STAT® TriControls Level 3 Control

**LOT** 321154

**Exp.** 2023-10-31

**CLEW: D44**

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		$\bar{x}$ (Mean)	R (Range)
<b>LOT</b> A, K, L, M, N, W, Y			
Na	mmol/L, mEq/L	160	155 - 165
K	mmol/L, mEq/L	6.1	5.6 - 6.7
iCa	mmol/L	1.59	1.47 - 1.71
	mg/dL	6.4	5.9 - 6.8
	mEq/L	3.2	2.9 - 3.4
pH		7.673	7.623 - 7.723
PCO2	mmHg	22.0	15.7 - 28.3
	kPa	2.93	2.09 - 3.77
PO2	mmHg	145	123 - 167
	kPa	19.3	16.4 - 22.3
Glucose/Glu	mg/dL	42	33 - 51
	g/L	0.42	0.33 - 0.51
	mmol/L	2.3	1.8 - 2.8
Creatinine/Crea	mg/dL	0.4	0.0 - 0.8
	umol/L	35	0 - 71
Lactate/Lac	mmol/L	0.69	0.19 - 1.19
	mg/dL	6.2	1.7 - 10.7
	g/L	0.062	0.017 - 0.107
HCT	K3EDTA %	57	53 - 60
	K2EDTA %	59	55 - 63

**CONTROL**


**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



781363-01

12-Aug-2022

i-STAT® TriControls Level 3 Control

**LOT** 321154

**Exp.** 2023-10-31

**CLEW: D44**

<b>CHEM8+</b>		$\bar{x}$ (Mean)	R (Range)
<b>LOT</b>	<b>H</b>		
Na	mmol/L, mEq/L	159	153 - 165
K	mmol/L, mEq/L	6.1	5.6 - 6.7
Cl	mmol/L, mEq/L	113	105 - 122
iCa	mmol/L	1.56	1.44 - 1.67
	mg/dL	6.2	5.8 - 6.7
	mEq/L	3.1	2.9 - 3.3
TCO2	mmol/L, mEq/L	29	23 - 35
Glucose/Glu	mg/dL	42	33 - 51
	g/L	0.42	0.33 - 0.51
	mmol/L	2.3	1.8 - 2.8
Creatinine/Crea	mg/dL	0.4	0.0 - 0.8
	umol/L	35	0 - 71
BUN	mg/dL	7	4 - 9
Urea	mmol/L	2.5	1.4 - 3.2
	mg/dL	15	9 - 19
	g/L	0.15	0.09 - 0.19
HCT	K3EDTA %	54	51 - 57
	K2EDTA %	56	53 - 59

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA




781363-01

12-Aug-2022

i-STAT® TriControls Level 3 Control

**LOT** 321154

 **Exp.** 2023-10-31

**CLEW: D44**

<b>EC4+, E3+ &amp; G</b>		$\bar{x}$ (Mean)	R (Range)
<b>LOT F, H, J, K</b>			
Na	mmol/L, mEq/L	160	154 - 166
K	mmol/L, mEq/L	6.1	5.6 - 6.7
Glucose/Glu	mg/dL	47	38 - 56
	g/L	0.47	0.38 - 0.56
	mmol/L	2.6	2.1 - 3.1
HCT	K3EDTA %	57	53 - 60
	K2EDTA %	59	55 - 63

**CONTROL**

**IVD**





**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

781363-01

12-Aug-2022

 Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



## i-STAT® TriControls Level 3 Control

**LOT** 321154

**Exp.** 2023-10-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

781363-01

12-Aug-2022



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

