

i-STAT® Calibration Verification Set

**LOT** 22244 (L1 131156, L2 101156, L3 111156, L4 121156, L5 141156)

**Exp.** 2023-12-31

**CLEW: D44**

<b>CG4+ &amp; G3+</b>		<b>L1</b>	<b>L2</b>	<b>L3</b>	<b>L4</b>	<b>L5</b>
<b>LOT D</b>						
pH		6.587	7.045	7.467	7.646	7.971
		6.527 - 6.647	6.995 - 7.095	7.417 - 7.517	7.596 - 7.696	7.911 - 8.031
PCO2	mmHg	88.8	56.1	28.5	23.5	16.7
		78.1 - 99.4	48.6 - 63.6	21.5 - 35.5	17.2 - 29.8	10.7 - 22.7
	kPa	11.84	7.48	3.80	3.13	2.23
		10.41 - 13.25	6.48 - 8.48	2.87 - 4.73	2.29 - 3.97	1.43 - 3.03
PO2	mmHg	73	89	123	151	362
		58 - 88	74 - 104	105 - 142	129 - 174	302 - 422
	kPa	9.7	11.9	16.4	20.1	48.3
		7.7 - 11.7	9.9 - 13.9	14.0 - 18.9	17.2 - 23.2	40.3 - 56.3
Lactate/Lac	mmol/L	19.40	7.88	2.13	0.84	0.42
		15.91 - 22.90	6.81 - 8.94	1.63 - 2.63	0.34 - 1.34	0.00 - 0.92
	mg/dL	174.8	71.0	19.2	7.6	3.8
		143.3 - 206.3	61.4 - 80.5	14.7 - 23.7	3.1 - 12.1	0.0 - 8.3
	g/L	1.748	0.710	0.192	0.076	0.038
		1.433 - 2.063	0.614 - 0.805	0.147 - 0.237	0.031 - 0.121	0.000 - 0.083

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

782003-01

06-Oct-2022

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



i-STAT® Calibration Verification Set

**LOT** 22244 (L1 131156, L2 101156, L3 111156, L4 121156, L5 141156)

**Exp.** 2023-12-31

**CLEW: D44**

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		L1	L2	L3	L4	L5
<b>LOT</b> A, K, L, M, N, W, Y						
Na	mmol/L, mEq/L	99 95 - 103	122 118 - 126	134 129 - 139	163 158 - 168	180 174 - 186
K	mmol/L, mEq/L	2.1 1.8 - 2.4	2.8 2.5 - 3.1	3.7 3.4 - 4.0	6.3 5.8 - 6.9	7.9 7.3 - 8.5
iCa	mmol/L	2.33 2.15 - 2.50	1.54 1.42 - 1.65	1.31 1.22 - 1.39	0.77 0.69 - 0.85	0.26 0.18 - 0.33
	mg/dL	9.3 8.6 - 10.0	6.2 5.7 - 6.6	5.2 4.9 - 5.6	3.1 2.8 - 3.4	1.0 0.7 - 1.3
	mEq/L	4.7 4.3 - 5.0	3.1 2.8 - 3.3	2.6 2.4 - 2.8	1.5 1.4 - 1.7	0.5 0.4 - 0.7
pH		6.582 6.522 - 6.642	7.040 6.990 - 7.090	7.466 7.416 - 7.516	7.639 7.589 - 7.689	7.966 7.906 - 8.026
PCO2	mmHg	89.1 78.4 - 99.8	57.3 49.8 - 64.8	29.9 22.9 - 36.9	24.4 18.1 - 30.7	16.9 10.9 - 22.9
	kPa	11.88 10.45 - 13.30	7.64 6.64 - 8.64	3.99 3.05 - 4.92	3.25 2.41 - 4.09	2.25 1.45 - 3.05
PO2	mmHg	78 63 - 93	92 77 - 107	122 104 - 141	151 128 - 174	373 313 - 433
	kPa	10.4 8.4 - 12.4	12.3 10.3 - 14.3	16.3 13.9 - 18.8	20.1 17.1 - 23.2	49.7 41.7 - 57.7
Glucose/Glu	mg/dL	29 20 - 38	43 34 - 52	124 107 - 141	286 244 - 328	591 502 - 680
	g/L	0.29 0.20 - 0.38	0.43 0.34 - 0.52	1.24 1.07 - 1.41	2.86 2.44 - 3.28	5.91 5.02 - 6.80
	mmol/L	1.6 1.1 - 2.1	2.4 1.9 - 2.9	6.9 5.9 - 7.8	15.9 13.5 - 18.2	32.8 27.9 - 37.7
Creatinine/Crea	mg/dL	16.1 12.5 - 19.8	4.2 3.4 - 5.0	1.6 1.2 - 2.0	0.5 0.1 - 0.9	0.2 0.0 - 0.7
	umol/L	1423 1105 - 1750	371 301 - 442	141 106 - 177	44 9 - 80	18 0 - 62
Lactate/Lac	mmol/L	19.22 15.76 - 22.68	7.84 6.78 - 8.90	2.09 1.59 - 2.59	0.79 0.29 - 1.29	0.36 0.00 - 0.86
	mg/dL	173.2 142.0 - 204.3	70.6 61.1 - 80.2	18.8 14.3 - 23.3	7.1 2.6 - 11.6	3.2 0.0 - 7.7
	g/L	1.732 1.420 - 2.043	0.706 0.611 - 0.802	0.188 0.143 - 0.233	0.071 0.026 - 0.116	0.032 0.000 - 0.077

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

782003-01

06-Oct-2022

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



i-STAT® Calibration Verification Set

**LOT** 22244 (L1 131156, L2 101156, L3 111156, L4 121156, L5 141156)

**Exp.** 2023-12-31

**CLEW: D44**

<b>CHEM8+</b>		<b>L1</b>	<b>L2</b>	<b>L3</b>	<b>L4</b>	<b>L5</b>
<b>LOT</b> H						
Na	mmol/L, mEq/L	99 95 - 103	121 117 - 126	134 129 - 139	162 157 - 167	180 174 - 186
K	mmol/L, mEq/L	2.1 1.8 - 2.4	2.8 2.5 - 3.1	3.7 3.4 - 4.0	6.3 5.8 - 6.9	7.8 7.2 - 8.4
Cl	mmol/L, mEq/L	71 66 - 76	77 72 - 83	89 83 - 95	110 103 - 117	124 116 - 133
iCa	mmol/L	2.37 2.19 - 2.55	1.54 1.42 - 1.65	1.31 1.22 - 1.40	0.76 0.68 - 0.84	0.26 0.19 - 0.34
	mg/dL	9.5 8.8 - 10.2	6.2 5.7 - 6.6	5.2 4.9 - 5.6	3.0 2.7 - 3.4	1.0 0.8 - 1.4
	mEq/L	4.7 4.4 - 5.1	3.1 2.8 - 3.3	2.6 2.4 - 2.8	1.5 1.4 - 1.7	0.5 0.4 - 0.7
TCO2	mmol/L, mEq/L	15 9 - 21	19 10 - 28	23 16 - 29	27 21 - 33	41 35 - 47
Glucose/Glu	mg/dL	29 20 - 38	43 34 - 52	125 108 - 141	288 246 - 330	601 511 - 691
	g/L	0.29 0.20 - 0.38	0.43 0.34 - 0.52	1.25 1.08 - 1.41	2.88 2.46 - 3.30	6.01 5.11 - 6.91
	mmol/L	1.6 1.1 - 2.1	2.4 1.9 - 2.9	6.9 6.0 - 7.8	16.0 13.7 - 18.3	33.4 28.4 - 38.4
Creatinine/Crea	mg/dL	16.5 12.8 - 20.2	4.5 3.7 - 5.3	1.7 1.3 - 2.1	0.5 0.1 - 0.9	0.2 0.0 - 0.7
	umol/L	1459 1132 - 1786	398 327 - 469	150 115 - 186	44 9 - 80	18 0 - 62
BUN	mg/dL	120 104 - 137	61 52 - 69	11 8 - 14	7 5 - 10	4 2 - 6
Urea	mmol/L	42.8 37.1 - 48.9	21.8 18.6 - 24.6	3.9 2.9 - 5.0	2.5 1.8 - 3.6	1.4 0.7 - 2.1
	mg/dL	257 223 - 293	131 111 - 148	24 17 - 30	15 11 - 21	9 4 - 13
	g/L	2.57 2.23 - 2.93	1.31 1.11 - 1.48	0.24 0.17 - 0.30	0.15 0.11 - 0.21	0.09 0.04 - 0.13

**CONTROL**

**IVD**




**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

782003-01

06-Oct-2022

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



i-STAT® Calibration Verification Set

**LOT** 22244 (L1 131156, L2 101156, L3 111156, L4 121156, L5 141156)

**Exp.** 2023-12-31

**CLEW: D44**

<b>EC4+, E3+ &amp; G</b>		<b>L1</b>	<b>L2</b>	<b>L3</b>	<b>L4</b>	<b>L5</b>
<b>LOT F, H, J, K</b>						
Na	mmol/L, mEq/L	100 96 - 104	122 117 - 126	134 130 - 139	163 158 - 168	180 174 - 186
K	mmol/L, mEq/L	2.1 1.8 - 2.4	2.8 2.5 - 3.1	3.7 3.4 - 4.0	6.4 5.8 - 6.9	7.9 7.3 - 8.5
Glucose/Glu	mg/dL	29 20 - 38	43 34 - 52	124 107 - 140	283 241 - 325	580 493 - 667
	g/L	0.29 0.20 - 0.38	0.43 0.34 - 0.52	1.24 1.07 - 1.40	2.83 2.41 - 3.25	5.80 4.93 - 6.67
	mmol/L	1.6 1.1 - 2.1	2.4 1.9 - 2.9	6.9 5.9 - 7.8	15.7 13.4 - 18.0	32.2 27.4 - 37.0

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**


Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

782003-01

06-Oct-2022



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



## i-STAT® Calibration Verification Set

**LOT** 22244 (L1 131156, L2 101156, L3 111156, L4 121156, L5 141156)

**Exp.** 2023-12-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

782003-01

06-Oct-2022



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

