


i-STAT® Level 1 Control

**LOT** 101156

 **Exp.** 2023-12-31

**CLEW: D44**

<b>CG4+ &amp; G3+</b>		$\bar{x}$ (Mean)	R (Range)
<b>LOT</b>	<b>D</b>		
pH		7.045	6.995 - 7.095
<b>PCO2</b>	mmHg	56.1	48.6 - 63.6
	kPa	7.48	6.48 - 8.48
<b>PO2</b>	mmHg	89	74 - 104
	kPa	11.9	9.9 - 13.9
Lactate/Lac	mmol/L	7.88	6.81 - 8.94
	mg/dL	71.0	61.4 - 80.5
	g/L	0.710	0.614 - 0.805

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**


Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

782017-01

06-Oct-2022



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



i-STAT® Level 1 Control

**LOT** 101156

**Exp.** 2023-12-31

**CLEW: D44**

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		$\bar{x}$ (Mean)	R (Range)
<b>LOT</b> A, K, L, M, N, W, Y			
Na	mmol/L, mEq/L	122	118 - 126
K	mmol/L, mEq/L	2.8	2.5 - 3.1
<i>i</i> Ca	mmol/L	1.54	1.42 - 1.65
	mg/dL	6.2	5.7 - 6.6
	mEq/L	3.1	2.8 - 3.3
pH		7.040	6.990 - 7.090
PCO2	mmHg	57.3	49.8 - 64.8
	kPa	7.64	6.64 - 8.64
PO2	mmHg	92	77 - 107
	kPa	12.3	10.3 - 14.3
Glucose/Glu	mg/dL	43	34 - 52
	g/L	0.43	0.34 - 0.52
	mmol/L	2.4	1.9 - 2.9
Creatinine/Crea	mg/dL	4.2	3.4 - 5.0
	umol/L	371	301 - 442
Lactate/Lac	mmol/L	7.84	6.78 - 8.90
	mg/dL	70.6	61.1 - 80.2
	g/L	0.706	0.611 - 0.802

CONTROL


IVD



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



782017-01

06-Oct-2022

i-STAT® Level 1 Control

**LOT** 101156

**Exp.** 2023-12-31

**CLEW: D44**

<b>CHEM8+</b> <b>LOT</b> H		<b><math>\bar{x}</math> (Mean)</b>	<b>R (Range)</b>
Na	mmol/L, mEq/L	121	117 - 126
K	mmol/L, mEq/L	2.8	2.5 - 3.1
Cl	mmol/L, mEq/L	77	72 - 83
iCa	mmol/L	1.54	1.42 - 1.65
	mg/dL	6.2	5.7 - 6.6
	mEq/L	3.1	2.8 - 3.3
TCO2	mmol/L, mEq/L	19	10 - 28
Glucose/Glu	mg/dL	43	34 - 52
	g/L	0.43	0.34 - 0.52
	mmol/L	2.4	1.9 - 2.9
Creatinine/Crea	mg/dL	4.5	3.7 - 5.3
	umol/L	398	327 - 469
BUN	mg/dL	61	52 - 69
Urea	mmol/L	21.8	18.6 - 24.6
	mg/dL	131	111 - 148
	g/L	1.31	1.11 - 1.48

CONTROL

IVD




**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



782017-01

06-Oct-2022

i-STAT® Level 1 Control

**LOT** 101156

 **Exp.** 2023-12-31

**CLEW: D44**

<b>EC4+, E3+ &amp; G</b>		<b><math>\bar{x}</math> (Mean)</b>	<b>R (Range)</b>
<b>LOT</b>	<b>F, H, J, K</b>		
Na	mmol/L, mEq/L	122	117 - 126
K	mmol/L, mEq/L	2.8	2.5 - 3.1
Glucose/Glu	mg/dL	43	34 - 52
	g/L	0.43	0.34 - 0.52
	mmol/L	2.4	1.9 - 2.9

**CONTROL**


**IVD**



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



782017-01

06-Oct-2022

## i-STAT® Level 1 Control

**LOT** 101156

**Exp.** 2023-12-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

782017-01

06-Oct-2022



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

