

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 21256 (L1 331145, L2 301145, L3 311145, L4 321146, L5 341145)

Exp. 2023-01-31

CLEW: D45

CG4+ & G3+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT D						
pH		6.550 6.490 - 6.610	7.059 7.009 - 7.109	7.437 7.387 - 7.487	7.652 7.602 - 7.702	7.901 7.841 - 7.961
	mmHg	94.7 83.3 - 106.0	60.8 53.3 - 68.3	36.4 29.4 - 43.4	23.5 17.2 - 29.8	19.2 13.2 - 25.2
PCO2	kPa	12.62 11.10 - 14.13	8.10 7.10 - 9.10	4.85 3.92 - 5.79	3.13 2.29 - 3.97	2.56 1.76 - 3.36
	mmHg	46 31 - 61	77 62 - 92	118 100 - 136	147 125 - 169	434 374 - 494
PO2	kPa	6.1 4.1 - 8.1	10.3 8.3 - 12.3	15.7 13.3 - 18.1	19.6 16.7 - 22.5	57.9 49.9 - 65.9
	mmol/L	16.22 13.30 - 19.13	6.64 5.75 - 7.54	1.83 1.33 - 2.33	0.70 0.20 - 1.20	0.55 0.05 - 1.05
Lactate/Lac	mg/dL	146.1 119.8 - 172.4	59.8 51.8 - 67.9	16.5 12.0 - 21.0	6.3 1.8 - 10.8	5.0 0.5 - 9.5
	g/L	1.461 1.198 - 1.724	0.598 0.518 - 0.679	0.165 0.120 - 0.210	0.063 0.018 - 0.108	0.050 0.005 - 0.095

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

782285-01

01-Nov-2022

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 21256 (L1 331145, L2 301145, L3 311145, L4 321146, L5 341145)


Exp. 2023-01-31

CLEW: D45

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT A, K, L, M, N, W, Y						
Na	mmol/L, mEq/L	101 97 - 105	125 121 - 129	134 129 - 138	160 155 - 165	176 170 - 182
K	mmol/L, mEq/L	2.4 2.1 - 2.7	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.1 5.6 - 6.7	7.7 7.1 - 8.3
iCa	mmol/L	0.35 0.27 - 0.42	0.85 0.77 - 0.93	1.33 1.24 - 1.41	1.58 1.46 - 1.70	2.30 2.12 - 2.47
	mg/dL	1.4 1.1 - 1.7	3.4 3.1 - 3.7	5.3 5.0 - 5.6	6.3 5.8 - 6.8	9.2 8.5 - 9.9
	mEq/L	0.7 0.5 - 0.8	1.7 1.5 - 1.9	2.7 2.5 - 2.8	3.2 2.9 - 3.4	4.6 4.2 - 4.9
pH		6.547 6.487 - 6.607	7.056 7.006 - 7.106	7.437 7.387 - 7.487	7.641 7.591 - 7.691	7.882 7.822 - 7.942
PCO2	mmHg	95.1 83.6 - 106.5	61.9 54.4 - 69.4	36.8 29.8 - 43.8	22.9 16.6 - 29.2	18.4 12.4 - 24.4
	kPa	12.68 11.14 - 14.20	8.25 7.25 - 9.25	4.91 3.97 - 5.84	3.05 2.21 - 3.89	2.45 1.65 - 3.25
PO2	mmHg	56 41 - 71	84 69 - 99	120 102 - 137	144 122 - 165	405 345 - 465
	kPa	7.5 5.5 - 9.5	11.2 9.2 - 13.2	16.0 13.6 - 18.3	19.2 16.3 - 22.0	54.0 46.0 - 62.0
Glucose/Glu	mg/dL	583 495 - 670	265 223 - 307	126 109 - 143	42 33 - 51	29 20 - 38
	g/L	5.83 4.95 - 6.70	2.65 2.23 - 3.07	1.26 1.09 - 1.43	0.42 0.33 - 0.51	0.29 0.20 - 0.38
	mmol/L	32.4 27.5 - 37.2	14.7 12.4 - 17.0	7.0 6.1 - 7.9	2.3 1.8 - 2.8	1.6 1.1 - 2.1
Creatinine/Crea	mg/dL	15.1 11.7 - 18.5	3.4 2.6 - 4.2	1.0 0.6 - 1.4	0.5 0.1 - 0.9	0.4 0.0 - 0.8
	umol/L	1335 1034 - 1635	301 230 - 371	88 53 - 124	44 9 - 80	35 0 - 71
Lactate/Lac	mmol/L	15.86 13.01 - 18.72	6.68 5.78 - 7.58	1.85 1.35 - 2.35	0.70 0.20 - 1.20	0.54 0.04 - 1.04
	mg/dL	142.9 117.2 - 168.7	60.2 52.1 - 68.3	16.7 12.2 - 21.2	6.3 1.8 - 10.8	4.9 0.4 - 9.4
	g/L	1.429 1.172 - 1.687	0.602 0.521 - 0.683	0.167 0.122 - 0.212	0.063 0.018 - 0.108	0.049 0.004 - 0.094
HCT	K3EDTA %	13 10 - 16	23 20 - 26	36 33 - 39	57 53 - 60	66 62 - 70
	K2EDTA %	14 10 - 17	24 21 - 27	38 34 - 41	59 55 - 63	69 65 - 73



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



782285-01

01-Nov-2022

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 21256 (L1 331145, L2 301145, L3 311145, L4 321146, L5 341145)

Exp. 2023-01-31

CLEW: D45

CHEM8+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT	H					
Na	mmol/L, mEq/L	100 96 - 104	124 119 - 128	132 128 - 137	159 153 - 165	176 169 - 183
K	mmol/L, mEq/L	2.3 2.0 - 2.6	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.1 5.6 - 6.6	7.7 7.1 - 8.3
Cl	mmol/L, mEq/L	62 57 - 66	74 69 - 79	92 86 - 98	113 105 - 122	125 115 - 134
iCa	mmol/L	0.34 0.27 - 0.42	0.83 0.75 - 0.91	1.30 1.21 - 1.39	1.54 1.42 - 1.65	2.28 2.11 - 2.45
	mg/dL	1.4 1.1 - 1.7	3.3 3.0 - 3.6	5.2 4.8 - 5.6	6.2 5.7 - 6.6	9.1 8.4 - 9.8
	mEq/L	0.7 0.5 - 0.8	1.7 1.5 - 1.8	2.6 2.4 - 2.8	3.1 2.8 - 3.3	4.6 4.2 - 4.9
TCO2	mmol/L, mEq/L	15 9 - 21	21 12 - 30	26 20 - 32	29 23 - 35	45 38 - 52
Glucose/Glu	mg/dL	590 502 - 679	266 224 - 308	124 107 - 141	40 31 - 49	28 19 - 37
	g/L	5.90 5.02 - 6.79	2.66 2.24 - 3.08	1.24 1.07 - 1.41	0.40 0.31 - 0.49	0.28 0.19 - 0.37
	mmol/L	32.7 27.9 - 37.7	14.8 12.4 - 17.1	6.9 5.9 - 7.8	2.2 1.7 - 2.7	1.6 1.1 - 2.1
Creatinine/Crea	mg/dL	14.8 11.5 - 18.1	3.4 2.6 - 4.2	1.0 0.6 - 1.4	0.5 0.1 - 0.9	0.3 0.0 - 0.8
	umol/L	1308 1017 - 1600	301 230 - 371	88 53 - 124	44 9 - 80	27 0 - 71
BUN	mg/dL	132 114 - 150	61 53 - 70	11 8 - 14	7 4 - 9	5 2 - 7
Urea	mmol/L	47.1 40.7 - 53.6	21.8 18.9 - 25.0	3.9 2.9 - 5.0	2.5 1.4 - 3.2	1.8 0.7 - 2.5
	mg/dL	282 244 - 321	131 113 - 150	24 17 - 30	15 9 - 19	11 4 - 15
	g/L	2.82 2.44 - 3.21	1.31 1.13 - 1.50	0.24 0.17 - 0.30	0.15 0.09 - 0.19	0.11 0.04 - 0.15
HCT	K3EDTA %	13 10 - 16	22 19 - 25	34 31 - 37	55 51 - 58	64 60 - 68
	K2EDTA %	13 10 - 17	23 20 - 26	36 32 - 39	57 53 - 60	67 63 - 71

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



782285-01

01-Nov-2022

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 21256 (L1 331145, L2 301145, L3 311145, L4 321146, L5 341145)

Exp. 2023-01-31

CLEW: D45

EC4+, E3+ & G		L1	L2	L3	L4	L5
LOT F, H, J, K						
Na	mmol/L, mEq/L	101 97 - 105	125 120 - 129	133 129 - 138	160 154 - 166	177 170 - 184
K	mmol/L, mEq/L	2.4 2.1 - 2.7	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.1 5.6 - 6.6	7.7 7.1 - 8.3
Glucose/Glu	mg/dL	565 481 - 650	267 225 - 309	133 115 - 151	46 37 - 55	34 25 - 43
	g/L	5.65 4.81 - 6.50	2.67 2.25 - 3.09	1.33 1.15 - 1.51	0.46 0.37 - 0.55	0.34 0.25 - 0.43
	mmol/L	31.4 26.7 - 36.1	14.8 12.5 - 17.2	7.4 6.4 - 8.4	2.6 2.1 - 3.1	1.9 1.4 - 2.4
HCT	K3EDTA %	13 10 - 16	23 20 - 26	36 33 - 39	57 53 - 60	66 62 - 70
	K2EDTA %	13 10 - 17	23 21 - 27	37 34 - 41	59 55 - 63	69 65 - 73

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

782285-01

01-Nov-2022

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 21256 (L1 331145, L2 301145, L3 311145, L4 321146, L5 341145)

Exp. 2023-01-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

782285-01

01-Nov-2022



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

