

i-STAT® TriControls Level 3 Control

**LOT** 321146

 **Exp.** 2023-02-28

**CLEW: D45**

<b>CG4+ &amp; G3+</b>		$\bar{x}$ (Mean)	R (Range)
<b>LOT</b>	<b>D</b>		
pH		7.652	7.602 - 7.702
PCO2	mmHg	23.5	17.2 - 29.8
	kPa	3.13	2.29 - 3.97
PO2	mmHg	147	125 - 169
	kPa	19.6	16.7 - 22.5
Lactate/Lac	mmol/L	0.70	0.20 - 1.20
	mg/dL	6.3	1.8 - 10.8
	g/L	0.063	0.018 - 0.108


**CONTROL**


**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

 Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



782316-01

01-Nov-2022

i-STAT® TriControls Level 3 Control

**LOT** 321146

**Exp.** 2023-02-28

**CLEW: D45**

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		$\bar{x}$ (Mean)	R (Range)
<b>LOT</b> A, K, L, M, N, W, Y			
Na	mmol/L, mEq/L	160	155 - 165
K	mmol/L, mEq/L	6.1	5.6 - 6.7
iCa	mmol/L	1.58	1.46 - 1.70
	mg/dL	6.3	5.8 - 6.8
	mEq/L	3.2	2.9 - 3.4
pH		7.641	7.591 - 7.691
PCO2	mmHg	22.9	16.6 - 29.2
	kPa	3.05	2.21 - 3.89
PO2	mmHg	144	122 - 165
	kPa	19.2	16.3 - 22.0
Glucose/Glu	mg/dL	42	33 - 51
	g/L	0.42	0.33 - 0.51
	mmol/L	2.3	1.8 - 2.8
Creatinine/Crea	mg/dL	0.5	0.1 - 0.9
	umol/L	44	9 - 80
Lactate/Lac	mmol/L	0.70	0.20 - 1.20
	mg/dL	6.3	1.8 - 10.8
	g/L	0.063	0.018 - 0.108
HCT	K3EDTA %	57	53 - 60
	K2EDTA %	59	55 - 63

**CONTROL**


**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



782316-01

01-Nov-2022

i-STAT® TriControls Level 3 Control

**LOT** 321146

**Exp.** 2023-02-28

**CLEW: D45**

<b>CHEM8+</b>		$\bar{x}$ (Mean)	R (Range)
<b>LOT</b>	<b>H</b>		
Na	mmol/L, mEq/L	159	153 - 165
K	mmol/L, mEq/L	6.1	5.6 - 6.6
Cl	mmol/L, mEq/L	113	105 - 122
iCa	mmol/L	1.54	1.42 - 1.65
	mg/dL	6.2	5.7 - 6.6
	mEq/L	3.1	2.8 - 3.3
TCO2	mmol/L, mEq/L	29	23 - 35
Glucose/Glu	mg/dL	40	31 - 49
	g/L	0.40	0.31 - 0.49
	mmol/L	2.2	1.7 - 2.7
Creatinine/Crea	mg/dL	0.5	0.1 - 0.9
	umol/L	44	9 - 80
BUN	mg/dL	7	4 - 9
Urea	mmol/L	2.5	1.4 - 3.2
	mg/dL	15	9 - 19
	g/L	0.15	0.09 - 0.19
HCT	K3EDTA %	55	51 - 58
	K2EDTA %	57	53 - 60

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



782316-01

01-Nov-2022

i-STAT® TriControls Level 3 Control

**LOT** 321146

**Exp.** 2023-02-28

**CLEW: D45**

<b>EC4+, E3+ &amp; G</b>		<b><math>\bar{x}</math> (Mean)</b>	<b>R (Range)</b>
<b>LOT F, H, J, K</b>			
Na	mmol/L, mEq/L	160	154 - 166
K	mmol/L, mEq/L	6.1	5.6 - 6.6
Glucose/Glu	mg/dL	46	37 - 55
	g/L	0.46	0.37 - 0.55
	mmol/L	2.6	2.1 - 3.1
HCT	K3EDTA %	57	53 - 60
	K2EDTA %	59	55 - 63

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



782316-01

01-Nov-2022

## i-STAT® TriControls Level 3 Control

**LOT** 321146

**Exp.** 2023-02-28

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

782316-01

01-Nov-2022



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

