


i-STAT® TriControls Level 3 Control

LOT 321151

 **Exp.** 2023-07-31

CLEW: D45

CG4+ & G3+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT	D		
pH		7.678	7.628 - 7.728
PCO2	mmHg	21.3	15.0 - 27.6
	kPa	2.84	2.00 - 3.68
PO2	mmHg	147	125 - 169
	kPa	19.6	16.7 - 22.5
Lactate/Lac	mmol/L	0.73	0.23 - 1.23
	mg/dL	6.6	2.1 - 11.1
	g/L	0.066	0.021 - 0.111


CONTROL


IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



782315-01

01-Nov-2022

i-STAT® TriControls Level 3 Control

LOT 321151

Exp. 2023-07-31

CLEW: D45

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT A, K, L, M, N, W, Y			
Na	mmol/L, mEq/L	161	156 - 166
K	mmol/L, mEq/L	6.1	5.5 - 6.6
iCa	mmol/L	1.52	1.41 - 1.63
	mg/dL	6.1	5.6 - 6.5
	mEq/L	3.0	2.8 - 3.3
pH		7.667	7.617 - 7.717
PCO2	mmHg	21.4	15.1 - 27.7
	kPa	2.85	2.01 - 3.69
PO2	mmHg	145	123 - 167
	kPa	19.3	16.4 - 22.3
Glucose/Glu	mg/dL	42	33 - 51
	g/L	0.42	0.33 - 0.51
	mmol/L	2.3	1.8 - 2.8
Creatinine/Crea	mg/dL	0.5	0.0 - 0.9
	umol/L	44	0 - 80
Lactate/Lac	mmol/L	0.64	0.14 - 1.14
	mg/dL	5.8	1.3 - 10.3
	g/L	0.058	0.013 - 0.103
HCT	K3EDTA %	57	53 - 60
	K2EDTA %	59	55 - 63

CONTROL


IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



782315-01

01-Nov-2022

i-STAT® TriControls Level 3 Control

LOT 321151

Exp. 2023-07-31

CLEW: D45

CHEM8+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT	H		
Na	mmol/L, mEq/L	159	153 - 165
K	mmol/L, mEq/L	6.1	5.6 - 6.6
Cl	mmol/L, mEq/L	113	105 - 122
iCa	mmol/L	1.48	1.37 - 1.59
	mg/dL	5.9	5.5 - 6.4
	mEq/L	3.0	2.7 - 3.2
TCO2	mmol/L, mEq/L	29	23 - 35
Glucose/Glu	mg/dL	41	32 - 50
	g/L	0.41	0.32 - 0.50
	mmol/L	2.3	1.8 - 2.8
Creatinine/Crea	mg/dL	0.5	0.1 - 0.9
	umol/L	44	9 - 80
BUN	mg/dL	7	5 - 9
Urea	mmol/L	2.5	1.8 - 3.2
	mg/dL	15	11 - 19
	g/L	0.15	0.11 - 0.19
HCT	K3EDTA %	55	52 - 58
	K2EDTA %	57	54 - 60

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA




782315-01

01-Nov-2022

i-STAT® TriControls Level 3 Control

LOT 321151

 **Exp.** 2023-07-31

CLEW: D45

EC4+, E3+ & G		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT	F, H, J, K		
Na	mmol/L, mEq/L	160	154 - 166
K	mmol/L, mEq/L	6.1	5.6 - 6.6
Glucose/Glu	mg/dL	47	38 - 56
	g/L	0.47	0.38 - 0.56
	mmol/L	2.6	2.1 - 3.1
HCT	K3EDTA %	57	53 - 60
	K2EDTA %	59	55 - 63

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



782315-01

01-Nov-2022

i-STAT® TriControls Level 3 Control

LOT 321151

Exp. 2023-07-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

782315-01

01-Nov-2022



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

