

i-STAT® Calibration Verification Set

**LOT** 21258 (L1 131144, L2 101144, L3 111145, L4 121145, L5 141144)

**Exp.** 2022-12-31

**CLEW: D45**

<b>CG4+ &amp; G3+</b>		<b>L1</b>	<b>L2</b>	<b>L3</b>	<b>L4</b>	<b>L5</b>
<b>LOT D</b>						
pH		6.586	7.044	7.446	7.647	7.983
		6.526 - 6.646	6.994 - 7.094	7.396 - 7.496	7.597 - 7.697	7.923 - 8.043
PCO2	mmHg	89.3	53.4	30.8	23.1	15.9
		78.6 - 100.0	45.9 - 60.9	23.8 - 37.8	16.8 - 29.4	9.9 - 21.9
	kPa	11.90	7.12	4.11	3.08	2.12
		10.48 - 13.33	6.12 - 8.12	3.17 - 5.04	2.24 - 3.92	1.32 - 2.92
PO2	mmHg	73	90	121	151	359
		58 - 88	75 - 105	103 - 139	128 - 173	299 - 419
	kPa	9.7	12.0	16.1	20.1	47.9
		7.7 - 11.7	10.0 - 14.0	13.7 - 18.5	17.1 - 23.1	39.9 - 55.9
Lactate/Lac	mmol/L	19.45	7.89	2.13	0.83	0.43
		15.95 - 22.95	6.82 - 8.95	1.63 - 2.63	0.33 - 1.33	0.00 - 0.93
	mg/dL	175.2	71.1	19.2	7.5	3.9
		143.7 - 206.8	61.4 - 80.6	14.7 - 23.7	3.0 - 12.0	0.0 - 8.4
	g/L	1.752	0.711	0.192	0.075	0.039
		1.437 - 2.068	0.614 - 0.806	0.147 - 0.237	0.030 - 0.120	0.000 - 0.084

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

782280-01

01-Nov-2022

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



i-STAT® Calibration Verification Set

**LOT** 21258 (L1 131144, L2 101144, L3 111145, L4 121145, L5 141144)

**Exp.** 2022-12-31

**CLEW: D45**

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		L1	L2	L3	L4	L5
<b>LOT</b> A, K, L, M, N, W, Y						
Na	mmol/L, mEq/L	99	122	134	161	178
		95 - 103	117 - 126	130 - 139	155 - 166	172 - 184
K	mmol/L, mEq/L	2.1	2.9	3.7	6.3	7.8
		1.8 - 2.4	2.6 - 3.2	3.4 - 4.1	5.8 - 6.9	7.2 - 8.4
iCa	mmol/L	2.28	1.52	1.30	0.78	0.27
		2.11 - 2.45	1.40 - 1.63	1.21 - 1.38	0.70 - 0.86	0.20 - 0.35
		mg/dL	9.1	6.1	5.2	3.1
		8.4 - 9.8	5.6 - 6.5	4.8 - 5.5	2.8 - 3.4	0.8 - 1.4
	mEq/L	4.6	3.0	2.6	1.6	0.5
		4.2 - 4.9	2.8 - 3.3	2.4 - 2.8	1.4 - 1.7	0.4 - 0.7
pH		6.578	7.040	7.441	7.633	7.958
		6.518 - 6.638	6.990 - 7.090	7.391 - 7.491	7.583 - 7.683	7.898 - 8.018
PCO2	mmHg	90.8	54.5	31.5	24.1	16.5
		79.9 - 101.7	47.0 - 62.0	24.5 - 38.5	17.8 - 30.4	10.5 - 22.5
	kPa	12.10	7.26	4.20	3.21	2.20
		10.65 - 13.56	6.27 - 8.26	3.27 - 5.13	2.37 - 4.05	1.40 - 3.00
PO2	mmHg	77	92	121	151	366
		62 - 92	77 - 107	103 - 139	128 - 173	306 - 426
	kPa	10.3	12.3	16.1	20.1	48.8
		8.3 - 12.3	10.3 - 14.3	13.7 - 18.5	17.1 - 23.1	40.8 - 56.8
Glucose/Glu	mg/dL	29	43	125	285	584
		20 - 38	34 - 52	108 - 142	243 - 327	497 - 672
		g/L	0.29	0.43	1.25	2.85
		0.20 - 0.38	0.34 - 0.52	1.08 - 1.42	2.43 - 3.27	4.97 - 6.72
	mmol/L	1.6	2.4	6.9	15.8	32.4
		1.1 - 2.1	1.9 - 2.9	6.0 - 7.9	13.5 - 18.2	27.6 - 37.3
Creatinine/Crea	mg/dL	16.0	4.2	1.6	0.5	0.2
		12.4 - 19.6	3.4 - 5.0	1.2 - 2.0	0.0 - 0.9	0.0 - 0.6
	umol/L	1414	371	141	44	18
		1096 - 1733	301 - 442	106 - 177	0 - 80	0 - 53
Lactate/Lac	mmol/L	19.14	7.81	2.07	0.79	0.38
		15.70 - 22.59	6.75 - 8.86	1.57 - 2.57	0.29 - 1.29	0.00 - 0.88
		mg/dL	172.5	70.4	18.7	7.1
		141.5 - 203.5	60.8 - 79.8	14.1 - 23.2	2.6 - 11.6	0.0 - 7.9
	g/L	1.725	0.704	0.187	0.071	0.034
		1.415 - 2.035	0.608 - 0.798	0.141 - 0.232	0.026 - 0.116	0.000 - 0.079

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

782280-01

01-Nov-2022

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



i-STAT® Calibration Verification Set

**LOT** 21258 (L1 131144, L2 101144, L3 111145, L4 121145, L5 141144)

**Exp.** 2022-12-31

**CLEW: D45**

<b>CHEM8+</b>		<b>L1</b>	<b>L2</b>	<b>L3</b>	<b>L4</b>	<b>L5</b>
<b>LOT H</b>						
Na	mmol/L, mEq/L	99 95 - 103	121 117 - 125	134 129 - 138	160 155 - 165	178 172 - 184
K	mmol/L, mEq/L	2.1 1.8 - 2.4	2.9 2.6 - 3.2	3.7 3.4 - 4.1	6.3 5.8 - 6.9	7.8 7.2 - 8.4
Cl	mmol/L, mEq/L	71 66 - 76	78 72 - 83	89 83 - 95	108 101 - 115	123 115 - 131
iCa	mmol/L	2.31 2.13 - 2.48	1.51 1.40 - 1.62	1.28 1.20 - 1.37	0.76 0.68 - 0.84	0.27 0.19 - 0.34
	mg/dL	9.2 8.5 - 9.9	6.0 5.6 - 6.5	5.1 4.8 - 5.5	3.0 2.7 - 3.4	1.1 0.8 - 1.4
	mEq/L	4.6 4.3 - 5.0	3.0 2.8 - 3.2	2.6 2.4 - 2.7	1.5 1.4 - 1.7	0.5 0.4 - 0.7
TCO2	mmol/L, mEq/L	15 9 - 21	18 9 - 27	23 17 - 30	27 21 - 33	42 35 - 48
Glucose/Glu	mg/dL	29 20 - 38	42 33 - 51	126 109 - 143	288 246 - 330	592 503 - 681
	g/L	0.29 0.20 - 0.38	0.42 0.33 - 0.51	1.26 1.09 - 1.43	2.88 2.46 - 3.30	5.92 5.03 - 6.81
	mmol/L	1.6 1.1 - 2.1	2.3 1.8 - 2.8	7.0 6.1 - 7.9	16.0 13.7 - 18.3	32.9 27.9 - 37.8
Creatinine/Crea	mg/dL	15.9 12.4 - 19.5	4.2 3.4 - 5.0	1.6 1.2 - 2.0	0.4 0.0 - 0.8	0.2 0.0 - 0.6
	umol/L	1406 1096 - 1724	371 301 - 442	141 106 - 177	35 0 - 71	18 0 - 53
BUN	mg/dL	120 104 - 136	61 52 - 69	11 8 - 14	8 5 - 10	4 2 - 7
Urea	mmol/L	42.8 37.1 - 48.6	21.8 18.6 - 24.6	3.9 2.9 - 5.0	2.9 1.8 - 3.6	1.4 0.7 - 2.5
	mg/dL	257 223 - 291	131 111 - 148	24 17 - 30	17 11 - 21	9 4 - 15
	g/L	2.57 2.23 - 2.91	1.31 1.11 - 1.48	0.24 0.17 - 0.30	0.17 0.11 - 0.21	0.09 0.04 - 0.15

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

782280-01


01-Nov-2022

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



i-STAT® Calibration Verification Set

**LOT** 21258 (L1 131144, L2 101144, L3 111145, L4 121145, L5 141144)

 **Exp.** 2022-12-31

**CLEW: D45**

<b>EC4+, E3+ &amp; G</b>		<b>L1</b>	<b>L2</b>	<b>L3</b>	<b>L4</b>	<b>L5</b>
<b>LOT F, H, J, K</b>						
Na	mmol/L, mEq/L	99 95 - 103	121 117 - 126	134 130 - 139	161 156 - 166	178 172 - 184
K	mmol/L, mEq/L	2.1 1.8 - 2.4	2.8 2.5 - 3.1	3.7 3.4 - 4.1	6.3 5.8 - 6.9	7.8 7.2 - 8.4
Glucose/Glu	mg/dL	29 20 - 38	43 34 - 52	125 108 - 141	282 240 - 324	572 486 - 658
	g/L	0.29 0.20 - 0.38	0.43 0.34 - 0.52	1.25 1.08 - 1.41	2.82 2.40 - 3.24	5.72 4.86 - 6.58
	mmol/L	1.6 1.1 - 2.1	2.4 1.9 - 2.9	6.9 6.0 - 7.8	15.7 13.3 - 18.0	31.7 27.0 - 36.5

**CONTROL**

**IVD**




**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

782280-01

01-Nov-2022

 Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



## i-STAT® Calibration Verification Set

**LOT** 21258 (L1 131144, L2 101144, L3 111145, L4 121145, L5 141144)

**Exp.** 2022-12-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL


IVD



EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



782280-01

01-Nov-2022