

i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 22081 (L1 131152, L2 101152, L3 111152, L4 121152, L5 141152)

Exp. 2023-08-31

CLEW: D45

CG4+ & G3+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT D						
pH		6.586	7.040	7.461	7.646	7.984
		6.526 - 6.646	6.990 - 7.090	7.411 - 7.511	7.596 - 7.696	7.924 - 8.044
PCO2	mmHg	88.3	55.2	29.0	23.4	16.2
		77.7 - 98.9	47.7 - 62.7	22.0 - 36.0	17.1 - 29.7	10.2 - 22.2
	kPa	11.77	7.36	3.87	3.12	2.16
		10.36 - 13.18	6.36 - 8.36	2.93 - 4.80	2.28 - 3.96	1.36 - 2.96
PO2	mmHg	73	90	122	152	364
		58 - 88	75 - 105	104 - 141	129 - 175	304 - 424
	kPa	9.7	12.0	16.3	20.3	48.5
		7.7 - 11.7	10.0 - 14.0	13.9 - 18.8	17.2 - 23.3	40.5 - 56.5
Lactate/Lac	mmol/L	19.71	7.92	2.13	0.84	0.42
		16.16 - 23.26	6.85 - 8.99	1.63 - 2.63	0.34 - 1.34	0.00 - 0.92
	mg/dL	177.6	71.4	19.2	7.6	3.8
		145.6 - 209.6	61.7 - 81.0	14.7 - 23.7	3.1 - 12.1	0.0 - 8.3
	g/L	1.776	0.714	0.192	0.076	0.038
		1.456 - 2.096	0.617 - 0.810	0.147 - 0.237	0.031 - 0.121	0.000 - 0.083

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

782281-01

01-Nov-2022

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 22081 (L1 131152, L2 101152, L3 111152, L4 121152, L5 141152)

Exp. 2023-08-31

CLEW: D45

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT A, K, L, M, N, W, Y						
Na	mmol/L, mEq/L	99 95 - 103	121 117 - 126	134 130 - 139	162 157 - 167	179 173 - 185
K	mmol/L, mEq/L	2.1 1.8 - 2.4	2.9 2.6 - 3.2	3.7 3.4 - 4.1	6.3 5.8 - 6.9	7.8 7.2 - 8.4
iCa	mmol/L	2.30 2.13 - 2.48	1.54 1.43 - 1.66	1.32 1.23 - 1.40	0.79 0.71 - 0.87	0.27 0.19 - 0.34
	mg/dL	9.2 8.5 - 9.9	6.2 5.7 - 6.6	5.3 4.9 - 5.6	3.2 2.8 - 3.5	1.1 0.8 - 1.4
	mEq/L	4.6 4.3 - 5.0	3.1 2.9 - 3.3	2.6 2.5 - 2.8	1.6 1.4 - 1.7	0.5 0.4 - 0.7
pH		6.580 6.520 - 6.640	7.039 6.989 - 7.089	7.456 7.406 - 7.506	7.632 7.582 - 7.682	7.959 7.899 - 8.019
PCO2	mmHg	89.4 78.7 - 100.1	56.1 48.6 - 63.6	30.0 23.0 - 37.0	24.3 18.0 - 30.6	16.7 10.7 - 22.7
	kPa	11.92 10.49 - 13.34	7.48 6.48 - 8.48	4.00 3.07 - 4.93	3.24 2.40 - 4.08	2.23 1.43 - 3.03
PO2	mmHg	77 62 - 92	91 76 - 106	121 103 - 140	149 127 - 172	366 306 - 426
	kPa	10.3 8.3 - 12.3	12.1 10.1 - 14.1	16.1 13.7 - 18.7	19.9 16.9 - 22.9	48.8 40.8 - 56.8
Glucose/Glu	mg/dL	29 20 - 38	43 34 - 52	124 108 - 141	285 243 - 327	590 501 - 678
	g/L	0.29 0.20 - 0.38	0.43 0.34 - 0.52	1.24 1.08 - 1.41	2.85 2.43 - 3.27	5.90 5.01 - 6.78
	mmol/L	1.6 1.1 - 2.1	2.4 1.9 - 2.9	6.9 6.0 - 7.8	15.8 13.5 - 18.2	32.7 27.8 - 37.6
Creatinine/Crea	mg/dL	16.2 12.6 - 19.9	4.3 3.5 - 5.1	1.7 1.3 - 2.1	0.5 0.1 - 0.9	0.2 0.0 - 0.7
	umol/L	1432 1114 - 1759	380 309 - 451	150 115 - 186	44 9 - 80	18 0 - 62
Lactate/Lac	mmol/L	19.37 15.88 - 22.85	7.86 6.80 - 8.93	2.08 1.58 - 2.58	0.79 0.29 - 1.29	0.37 0.00 - 0.87
	mg/dL	174.5 143.1 - 205.9	70.8 61.3 - 80.5	18.7 14.2 - 23.2	7.1 2.6 - 11.6	3.3 0.0 - 7.8
	g/L	1.745 1.431 - 2.059	0.708 0.613 - 0.805	0.187 0.142 - 0.232	0.071 0.026 - 0.116	0.033 0.000 - 0.078

CONTROL


IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



782281-01

01-Nov-2022

i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 22081 (L1 131152, L2 101152, L3 111152, L4 121152, L5 141152)

Exp. 2023-08-31

CLEW: D45

CHEM8+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT H						
Na	mmol/L, mEq/L	99 95 - 103	121 116 - 125	134 129 - 138	161 156 - 166	178 172 - 184
K	mmol/L, mEq/L	2.1 1.8 - 2.4	2.9 2.6 - 3.2	3.7 3.4 - 4.1	6.3 5.8 - 6.9	7.8 7.2 - 8.4
Cl	mmol/L, mEq/L	71 66 - 76	78 73 - 83	89 83 - 95	109 102 - 116	124 116 - 132
iCa	mmol/L	2.33 2.16 - 2.51	1.53 1.42 - 1.65	1.30 1.22 - 1.39	0.77 0.69 - 0.85	0.26 0.19 - 0.34
	mg/dL	9.3 8.6 - 10.0	6.1 5.7 - 6.6	5.2 4.9 - 5.6	3.1 2.8 - 3.4	1.0 0.8 - 1.4
	mEq/L	4.7 4.3 - 5.0	3.1 2.8 - 3.3	2.6 2.4 - 2.8	1.5 1.4 - 1.7	0.5 0.4 - 0.7
TCO2	mmol/L, mEq/L	15 9 - 21	19 10 - 28	23 17 - 29	27 21 - 33	44 37 - 51
Glucose/Glu	mg/dL	29 20 - 38	43 34 - 52	125 108 - 142	288 246 - 330	599 509 - 689
	g/L	0.29 0.20 - 0.38	0.43 0.34 - 0.52	1.25 1.08 - 1.42	2.88 2.46 - 3.30	5.99 5.09 - 6.89
	mmol/L	1.6 1.1 - 2.1	2.4 1.9 - 2.9	6.9 6.0 - 7.9	16.0 13.7 - 18.3	33.2 28.3 - 38.2
Creatinine/Crea	mg/dL	16.5 12.8 - 20.2	4.3 3.5 - 5.1	1.6 1.2 - 2.0	0.5 0.0 - 0.9	0.2 0.0 - 0.6
	umol/L	1459 1132 - 1786	380 309 - 451	141 106 - 177	44 0 - 80	18 0 - 53
BUN	mg/dL	120 104 - 137	61 53 - 69	11 8 - 14	8 5 - 10	4 2 - 7
Urea	mmol/L	42.8 37.1 - 48.9	21.8 18.9 - 24.6	3.9 2.9 - 5.0	2.9 1.8 - 3.6	1.4 0.7 - 2.5
	mg/dL	257 223 - 293	131 113 - 148	24 17 - 30	17 11 - 21	9 4 - 15
	g/L	2.57 2.23 - 2.93	1.31 1.13 - 1.48	0.24 0.17 - 0.30	0.17 0.11 - 0.21	0.09 0.04 - 0.15

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

782281-01


01-Nov-2022

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 22081 (L1 131152, L2 101152, L3 111152, L4 121152, L5 141152)

 **Exp.** 2023-08-31

CLEW: D45

EC4+, E3+ & G		L1	L2	L3	L4	L5
LOT F, H, J, K						
Na	mmol/L, mEq/L	99 95 - 103	121 117 - 126	134 129 - 139	162 157 - 167	179 173 - 185
K	mmol/L, mEq/L	2.1 1.8 - 2.4	2.8 2.5 - 3.1	3.7 3.4 - 4.1	6.3 5.8 - 6.9	7.9 7.3 - 8.5
Glucose/Glu	mg/dL	29 20 - 38	43 34 - 52	124 107 - 140	282 240 - 324	576 490 - 662
	g/L	0.29 0.20 - 0.38	0.43 0.34 - 0.52	1.24 1.07 - 1.40	2.82 2.40 - 3.24	5.76 4.90 - 6.62
	mmol/L	1.6 1.1 - 2.1	2.4 1.9 - 2.9	6.9 5.9 - 7.8	15.7 13.3 - 18.0	32.0 27.2 - 36.7

CONTROL

IVD





EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

782281-01

01-Nov-2022

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 22081 (L1 131152, L2 101152, L3 111152, L4 121152, L5 141152)

Exp. 2023-08-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

782281-01

01-Nov-2022



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

