

i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 22244 (L1 131156, L2 101156, L3 111156, L4 121156, L5 141156)

Exp. 2023-12-31

CLEW: D45

CG4+ & G3+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT D						
pH		6.584	7.040	7.461	7.642	7.971
		6.524 - 6.644	6.990 - 7.090	7.411 - 7.511	7.592 - 7.692	7.911 - 8.031
PCO2	mmHg	88.7	55.4	29.4	23.6	16.6
		78.0 - 99.3	47.9 - 62.9	22.4 - 36.4	17.3 - 29.9	10.6 - 22.6
	kPa	11.82	7.38	3.92	3.15	2.21
		10.40 - 13.24	6.39 - 8.38	2.99 - 4.85	2.31 - 3.99	1.41 - 3.01
PO2	mmHg	71	89	121	151	366
		56 - 86	74 - 104	103 - 140	129 - 174	306 - 426
	kPa	9.5	11.9	16.1	20.1	48.8
		7.5 - 11.5	9.9 - 13.9	13.7 - 18.7	17.2 - 23.2	40.8 - 56.8
Lactate/Lac	mmol/L	19.66	7.92	2.13	0.83	0.43
		16.12 - 23.20	6.85 - 8.99	1.63 - 2.63	0.33 - 1.33	0.00 - 0.93
	mg/dL	177.1	71.4	19.2	7.5	3.9
		145.2 - 209.0	61.7 - 81.0	14.7 - 23.7	3.0 - 12.0	0.0 - 8.4
	g/L	1.771	0.714	0.192	0.075	0.039
		1.452 - 2.090	0.617 - 0.810	0.147 - 0.237	0.030 - 0.120	0.000 - 0.084

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

782282-01

01-Nov-2022

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 22244 (L1 131156, L2 101156, L3 111156, L4 121156, L5 141156)


Exp. 2023-12-31

CLEW: D45

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT A, K, L, M, N, W, Y						
Na	mmol/L, mEq/L	99	122	134	163	180
		95 - 103	118 - 126	129 - 139	158 - 168	174 - 186
K	mmol/L, mEq/L	2.1	2.9	3.7	6.3	7.8
		1.8 - 2.4	2.6 - 3.2	3.4 - 4.1	5.8 - 6.9	7.2 - 8.4
iCa	mmol/L	2.30	1.53	1.31	0.77	0.27
		2.13 - 2.48	1.41 - 1.64	1.22 - 1.39	0.69 - 0.85	0.19 - 0.34
	mg/dL	9.2	6.1	5.2	3.1	1.1
		8.5 - 9.9	5.6 - 6.6	4.9 - 5.6	2.8 - 3.4	0.8 - 1.4
	mEq/L	4.6	3.1	2.6	1.5	0.5
		4.3 - 5.0	2.8 - 3.3	2.4 - 2.8	1.4 - 1.7	0.4 - 0.7
pH		6.576	7.039	7.460	7.629	7.946
		6.516 - 6.636	6.989 - 7.089	7.410 - 7.510	7.579 - 7.679	7.886 - 8.006
PCO2	mmHg	90.1	56.7	30.1	24.6	17.1
		79.3 - 100.9	49.2 - 64.2	23.1 - 37.1	18.3 - 30.9	11.1 - 23.1
	kPa	12.01	7.56	4.01	3.28	2.28
		10.57 - 13.45	6.56 - 8.56	3.08 - 4.95	2.44 - 4.12	1.48 - 3.08
PO2	mmHg	78	92	122	152	374
		63 - 93	77 - 107	104 - 140	130 - 175	314 - 434
	kPa	10.4	12.3	16.3	20.3	49.9
		8.4 - 12.4	10.3 - 14.3	13.9 - 18.7	17.3 - 23.3	41.9 - 57.9
Glucose/Glu	mg/dL	29	43	124	285	592
		20 - 38	34 - 52	108 - 141	243 - 327	503 - 681
	g/L	0.29	0.43	1.24	2.85	5.92
		0.20 - 0.38	0.34 - 0.52	1.08 - 1.41	2.43 - 3.27	5.03 - 6.81
	mmol/L	1.6	2.4	6.9	15.8	32.9
		1.1 - 2.1	1.9 - 2.9	6.0 - 7.8	13.5 - 18.2	27.9 - 37.8
Creatinine/Crea	mg/dL	16.8	4.4	1.7	0.5	0.2
		13.0 - 20.6	3.6 - 5.2	1.3 - 2.1	0.1 - 0.9	0.0 - 0.7
	umol/L	1485	389	150	44	18
		1149 - 1821	318 - 460	115 - 186	9 - 80	0 - 62
Lactate/Lac	mmol/L	19.31	7.84	2.08	0.79	0.36
		15.83 - 22.78	6.78 - 8.89	1.58 - 2.58	0.29 - 1.29	0.00 - 0.86
	mg/dL	174.0	70.6	18.7	7.1	3.2
		142.6 - 205.2	61.1 - 80.1	14.2 - 23.2	2.6 - 11.6	0.0 - 7.7
	g/L	1.740	0.706	0.187	0.071	0.032
		1.426 - 2.052	0.611 - 0.801	0.142 - 0.232	0.026 - 0.116	0.000 - 0.077



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



782282-01

01-Nov-2022

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 22244 (L1 131156, L2 101156, L3 111156, L4 121156, L5 141156)

Exp. 2023-12-31

CLEW: D45

CHEM8+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT H						
Na	mmol/L, mEq/L	99 95 - 103	121 117 - 126	134 129 - 138	162 157 - 167	179 173 - 185
K	mmol/L, mEq/L	2.1 1.8 - 2.4	2.9 2.6 - 3.2	3.7 3.4 - 4.1	6.3 5.8 - 6.9	7.8 7.2 - 8.4
Cl	mmol/L, mEq/L	71 67 - 76	78 73 - 83	89 83 - 95	110 103 - 117	125 116 - 133
iCa	mmol/L	2.33 2.16 - 2.50	1.52 1.41 - 1.63	1.29 1.21 - 1.38	0.76 0.68 - 0.84	0.27 0.19 - 0.34
	mg/dL	9.3 8.6 - 10.0	6.1 5.6 - 6.5	5.2 4.8 - 5.5	3.0 2.7 - 3.4	1.1 0.8 - 1.4
	mEq/L	4.7 4.3 - 5.0	3.0 2.8 - 3.3	2.6 2.4 - 2.8	1.5 1.4 - 1.7	0.5 0.4 - 0.7
TCO2	mmol/L, mEq/L	15 9 - 21	19 10 - 28	23 17 - 29	27 21 - 33	43 37 - 49
Glucose/Glu	mg/dL	29 20 - 38	43 34 - 52	125 108 - 142	289 247 - 331	599 509 - 689
	g/L	0.29 0.20 - 0.38	0.43 0.34 - 0.52	1.25 1.08 - 1.42	2.89 2.47 - 3.31	5.99 5.09 - 6.89
	mmol/L	1.6 1.1 - 2.1	2.4 1.9 - 2.9	6.9 6.0 - 7.9	16.0 13.7 - 18.4	33.2 28.3 - 38.2
Creatinine/Crea	mg/dL	16.9 13.1 - 20.7	4.4 3.6 - 5.2	1.7 1.3 - 2.1	0.5 0.0 - 0.9	0.2 0.0 - 0.7
	umol/L	1494 1158 - 1830	389 318 - 460	150 115 - 186	44 0 - 80	18 0 - 62
BUN	mg/dL	121 105 - 137	61 53 - 69	11 8 - 14	8 5 - 10	4 2 - 6
Urea	mmol/L	43.2 37.5 - 48.9	21.8 18.9 - 24.6	3.9 2.9 - 5.0	2.9 1.8 - 3.6	1.4 0.7 - 2.1
	mg/dL	259 225 - 293	131 113 - 148	24 17 - 30	17 11 - 21	9 4 - 13
	g/L	2.59 2.25 - 2.93	1.31 1.13 - 1.48	0.24 0.17 - 0.30	0.17 0.11 - 0.21	0.09 0.04 - 0.13

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

782282-01

01-Nov-2022

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 22244 (L1 131156, L2 101156, L3 111156, L4 121156, L5 141156)

Exp. 2023-12-31

CLEW: D45

EC4+, E3+ & G		L1	L2	L3	L4	L5
LOT F, H, J, K						
Na	mmol/L, mEq/L	99 95 - 103	122 117 - 126	134 129 - 139	163 158 - 168	180 174 - 186
K	mmol/L, mEq/L	2.1 1.8 - 2.4	2.8 2.5 - 3.1	3.7 3.4 - 4.1	6.3 5.8 - 6.9	7.9 7.3 - 8.5
Glucose/Glu	mg/dL	29 20 - 38	43 34 - 52	124 107 - 140	282 240 - 324	579 492 - 666
	g/L	0.29 0.20 - 0.38	0.43 0.34 - 0.52	1.24 1.07 - 1.40	2.82 2.40 - 3.24	5.79 4.92 - 6.66
	mmol/L	1.6 1.1 - 2.1	2.4 1.9 - 2.9	6.9 5.9 - 7.8	15.7 13.3 - 18.0	32.1 27.3 - 37.0

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

782282-01

01-Nov-2022



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 22244 (L1 131156, L2 101156, L3 111156, L4 121156, L5 141156)

Exp. 2023-12-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

782282-01

01-Nov-2022



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

