

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 24057 (L1 331174, L2 301174, L3 311174, L4 321174, L5 341174)

Exp. 2025-06-30

CLEW: A47

| CG4+ & G3+ | | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|-----------------------|--------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| LOT D | | | | | | |
| pH | | 6.550 6.490 - 6.610 | 7.058 7.008 - 7.108 | 7.419 7.369 - 7.469 | 7.686 7.636 - 7.736 | 7.919 7.859 - 7.979 |
| | mmHg | 90.2 79.3 - 101.0 | 59.4 51.9 - 66.9 | 35.2 28.2 - 42.2 | 20.7 14.4 - 27.0 | 18.5 12.5 - 24.5 |
| PCO2 | kPa | 12.02 10.57 - 13.46 | 7.92 6.92 - 8.92 | 4.69 3.76 - 5.63 | 2.76 1.92 - 3.60 | 2.47 1.67 - 3.27 |
| | mmHg | 49 34 - 64 | 77 62 - 92 | 122 103 - 140 | 148 126 - 170 | 433 373 - 493 |
| PO2 | kPa | 6.5 4.5 - 8.5 | 10.3 8.3 - 12.3 | 16.3 13.7 - 18.7 | 19.7 16.8 - 22.7 | 57.7 49.7 - 65.7 |
| | mmol/L | 15.86 13.00 - 18.71 | 6.46 5.59 - 7.33 | 1.75 1.25 - 2.25 | 0.67 0.17 - 1.17 | 0.53 0.03 - 1.03 |
| Lactate/Lac | mg/dL | 142.9 117.1 - 168.6 | 58.2 50.4 - 66.0 | 15.8 11.3 - 20.3 | 6.0 1.5 - 10.5 | 4.8 0.3 - 9.3 |
| | g/L | 1.429 1.171 - 1.686 | 0.582 0.504 - 0.660 | 0.158 0.113 - 0.203 | 0.060 0.015 - 0.105 | 0.048 0.003 - 0.093 |

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

795370-01

16-May-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 24057 (L1 331174, L2 301174, L3 311174, L4 321174, L5 341174)


Exp. 2025-06-30

CLEW: A47

| CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+ | | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| LOT A, K, L, M, N, W, Y | | | | | | |
| Na | mmol/L, mEq/L | 101 97 - 105 | 125 121 - 129 | 133 129 - 138 | 161 156 - 166 | 179 173 - 185 |
| K | mmol/L, mEq/L | 2.4 2.1 - 2.7 | 3.0 2.7 - 3.3 | 3.8 3.5 - 4.1 | 6.1 5.6 - 6.7 | 7.7 7.1 - 8.3 |
| iCa | mmol/L | 0.34 0.27 - 0.42 | 0.84 0.76 - 0.92 | 1.26 1.17 - 1.34 | 1.58 1.46 - 1.70 | 2.25 2.08 - 2.41 |
| | mg/dL | 1.4 1.1 - 1.7 | 3.4 3.0 - 3.7 | 5.0 4.7 - 5.4 | 6.3 5.8 - 6.8 | 9.0 8.3 - 9.6 |
| | mEq/L | 0.7 0.5 - 0.8 | 1.7 1.5 - 1.8 | 2.5 2.3 - 2.7 | 3.2 2.9 - 3.4 | 4.5 4.2 - 4.8 |
| pH | | 6.541 6.481 - 6.601 | 7.054 7.004 - 7.104 | 7.419 7.369 - 7.469 | 7.675 7.625 - 7.725 | 7.901 7.841 - 7.961 |
| PCO2 | mmHg | 91.6 80.6 - 102.6 | 61.0 53.5 - 68.5 | 35.2 28.2 - 42.2 | 18.9 12.6 - 25.2 | 13.6 7.6 - 19.6 |
| | kPa | 12.21 10.74 - 13.68 | 8.13 7.13 - 9.13 | 4.69 3.76 - 5.63 | 2.52 1.68 - 3.36 | 1.81 1.01 - 2.61 |
| PO2 | mmHg | 55 40 - 70 | 86 71 - 101 | 125 106 - 144 | 153 130 - 176 | 425 365 - 485 |
| | kPa | 7.3 5.3 - 9.3 | 11.5 9.5 - 13.5 | 16.7 14.1 - 19.2 | 20.4 17.3 - 23.5 | 56.7 48.7 - 64.7 |
| Glucose/Glu | mg/dL | 567 482 - 653 | 258 216 - 300 | 119 103 - 135 | 37 28 - 46 | 25 16 - 34 |
| | g/L | 5.67 4.82 - 6.53 | 2.58 2.16 - 3.00 | 1.19 1.03 - 1.35 | 0.37 0.28 - 0.46 | 0.25 0.16 - 0.34 |
| | mmol/L | 31.5 26.8 - 36.2 | 14.3 12.0 - 16.7 | 6.6 5.7 - 7.5 | 2.1 1.6 - 2.6 | 1.4 0.9 - 1.9 |
| Creatinine/Crea | mg/dL | 15.7 12.1 - 19.2 | 3.7 2.9 - 4.5 | 1.0 0.6 - 1.4 | 0.4 0.0 - 0.8 | 0.3 0.0 - 0.7 |
| | umol/L | 1388 1070 - 1697 | 327 256 - 398 | 88 53 - 124 | 35 0 - 71 | 27 0 - 62 |
| Lactate/Lac | mmol/L | 15.46 12.68 - 18.24 | 6.39 5.52 - 7.25 | 1.73 1.23 - 2.23 | 0.60 0.10 - 1.10 | 0.46 0.00 - 0.96 |
| | mg/dL | 139.3 114.2 - 164.3 | 57.6 49.7 - 65.3 | 15.6 11.1 - 20.1 | 5.4 0.9 - 9.9 | 4.1 0.0 - 8.6 |
| | g/L | 1.393 1.142 - 1.643 | 0.576 0.497 - 0.653 | 0.156 0.111 - 0.201 | 0.054 0.009 - 0.099 | 0.041 0.000 - 0.086 |
| HCT | K3EDTA % | 13 10 - 16 | 22 19 - 25 | 36 33 - 39 | 57 53 - 60 | 67 63 - 71 |
| | K2EDTA % | 13 10 - 17 | 23 20 - 26 | 37 34 - 41 | 59 55 - 63 | 70 66 - 74 |



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



795370-01

16-May-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 24057 (L1 331174, L2 301174, L3 311174, L4 321174, L5 341174)

Exp. 2025-06-30


CLEW: A47

| CHEM8+ | | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|-----------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| LOT H | | | | | | |
| Na | mmol/L, mEq/L | 100 96 - 104 | 124 119 - 128 | 132 128 - 137 | 159 153 - 165 | 178 171 - 185 |
| K | mmol/L, mEq/L | 2.4 2.1 - 2.7 | 3.0 2.7 - 3.3 | 3.8 3.5 - 4.1 | 6.1 5.6 - 6.7 | 7.8 7.2 - 8.4 |
| Cl | mmol/L, mEq/L | 62 58 - 67 | 74 69 - 79 | 91 85 - 97 | 114 105 - 122 | 125 115 - 134 |
| iCa | mmol/L | 0.34 0.27 - 0.42 | 0.82 0.74 - 0.90 | 1.23 1.15 - 1.31 | 1.54 1.42 - 1.65 | 2.23 2.06 - 2.39 |
| | mg/dL | 1.4 1.1 - 1.7 | 3.3 3.0 - 3.6 | 4.9 4.6 - 5.2 | 6.2 5.7 - 6.6 | 8.9 8.2 - 9.6 |
| | mEq/L | 0.7 0.5 - 0.8 | 1.6 1.5 - 1.8 | 2.5 2.3 - 2.6 | 3.1 2.8 - 3.3 | 4.5 4.1 - 4.8 |
| TCO2 | mmol/L, mEq/L | 14 8 - 20 | 21 12 - 30 | 25 19 - 32 | 28 22 - 34 | 44 37 - 51 |
| Glucose/Glu | mg/dL | 573 487 - 659 | 258 216 - 300 | 117 101 - 133 | 35 26 - 44 | 24 15 - 33 |
| | g/L | 5.73 4.87 - 6.59 | 2.58 2.16 - 3.00 | 1.17 1.01 - 1.33 | 0.35 0.26 - 0.44 | 0.24 0.15 - 0.33 |
| | mmol/L | 31.8 27.0 - 36.6 | 14.3 12.0 - 16.7 | 6.5 5.6 - 7.4 | 1.9 1.4 - 2.4 | 1.3 0.8 - 1.8 |
| Creatinine/Crea | mg/dL | 16.0 12.4 - 19.6 | 3.7 2.9 - 4.5 | 1.0 0.6 - 1.4 | 0.4 0.0 - 0.8 | 0.3 0.0 - 0.7 |
| | umol/L | 1414 1096 - 1733 | 327 256 - 398 | 88 53 - 124 | 35 0 - 71 | 27 0 - 62 |
| BUN | mg/dL | 125 108 - 142 | 60 51 - 68 | 12 9 - 15 | 7 5 - 9 | 5 2 - 7 |
| Urea | mmol/L | 44.6 38.6 - 50.7 | 21.4 18.2 - 24.3 | 4.3 3.2 - 5.4 | 2.5 1.8 - 3.2 | 1.8 0.7 - 2.5 |
| | mg/dL | 268 231 - 304 | 128 109 - 146 | 26 19 - 32 | 15 11 - 19 | 11 4 - 15 |
| | g/L | 2.68 2.31 - 3.04 | 1.28 1.09 - 1.46 | 0.26 0.19 - 0.32 | 0.15 0.11 - 0.19 | 0.11 0.04 - 0.15 |
| HCT | K3EDTA % | 11 8 - 14 | 20 17 - 23 | 33 30 - 36 | 54 51 - 57 | 64 60 - 68 |
| | K2EDTA % | 11 8 - 15 | 21 18 - 24 | 34 31 - 38 | 56 53 - 59 | 67 63 - 71 |



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



795370-01

16-May-2024

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 24057 (L1 331174, L2 301174, L3 311174, L4 321174, L5 341174)

Exp. 2025-06-30

CLEW: A47

| EC8+, 6+, & G | | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|--------------------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| LOT F, H, J, K | | | | | | |
| Na | mmol/L, mEq/L | 101 97 - 105 | 125 121 - 129 | 133 129 - 138 | 161 155 - 167 | 179 172 - 186 |
| K | mmol/L, mEq/L | 2.4 2.1 - 2.7 | 3.0 2.7 - 3.3 | 3.8 3.5 - 4.1 | 6.1 5.6 - 6.7 | 7.8 7.2 - 8.4 |
| Cl | mmol/L, mEq/L | 60 56 - 64 | 72 68 - 77 | 90 84 - 96 | 112 103 - 120 | 124 114 - 133 |
| pH | | 6.524 6.464 - 6.584 | 7.004 6.954 - 7.054 | 7.343 7.293 - 7.393 | 7.671 7.621 - 7.721 | 7.849 7.789 - 7.909 |
| PCO2 | mmHg | 109.0 95.9 - 122.1 | 72.8 65.3 - 80.3 | 43.3 36.3 - 50.3 | 23.6 17.3 - 29.9 | 23.4 17.4 - 29.4 |
| | kPa | 14.53 12.78 - 16.28 | 9.70 8.70 - 10.70 | 5.77 4.84 - 6.70 | 3.15 2.31 - 3.99 | 3.12 2.32 - 3.92 |
| Glucose/Glu | mg/dL | 556 473 - 640 | 262 220 - 304 | 130 112 - 147 | 43 34 - 52 | 30 21 - 39 |
| | g/L | 5.56 4.73 - 6.40 | 2.62 2.20 - 3.04 | 1.30 1.12 - 1.47 | 0.43 0.34 - 0.52 | 0.30 0.21 - 0.39 |
| | mmol/L | 30.9 26.3 - 35.5 | 14.5 12.2 - 16.9 | 7.2 6.2 - 8.2 | 2.4 1.9 - 2.9 | 1.7 1.2 - 2.2 |
| BUN | mg/dL | 137 118 - 155 | 60 51 - 68 | 12 9 - 15 | 7 5 - 9 | 5 2 - 7 |
| Urea | mmol/L | 48.9 42.1 - 55.3 | 21.4 18.2 - 24.3 | 4.3 3.2 - 5.4 | 2.5 1.8 - 3.2 | 1.8 0.7 - 2.5 |
| | mg/dL | 293 253 - 332 | 128 109 - 146 | 26 19 - 32 | 15 11 - 19 | 11 4 - 15 |
| | g/L | 2.93 2.53 - 3.32 | 1.28 1.09 - 1.46 | 0.26 0.19 - 0.32 | 0.15 0.11 - 0.19 | 0.11 0.04 - 0.15 |
| HCT | K3EDTA % | 12 9 - 15 | 22 19 - 25 | 35 32 - 38 | 57 53 - 60 | 66 62 - 70 |
| | K2EDTA % | 13 9 - 16 | 23 20 - 26 | 37 33 - 40 | 59 55 - 63 | 69 65 - 73 |

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

795370-01

16-May-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 24057 (L1 331174, L2 301174, L3 311174, L4 321174, L5 341174)

Exp. 2025-06-30

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

795370-01

16-May-2024



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

