


i-STAT® TriControls Level 2 Control

LOT 311168

 **Exp.** 2024-12-31

CLEW: A47

CG4+ & G3+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT	D		
pH		7.429	7.379 - 7.479
PCO2	mmHg	34.1	27.1 - 41.1
	kPa	4.55	3.61 - 5.48
PO2	mmHg	117	100 - 135
	kPa	15.6	13.3 - 18.0
Lactate/Lac	mmol/L	1.75	1.25 - 2.25
	mg/dL	15.8	11.3 - 20.3
	g/L	0.158	0.113 - 0.203

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

792216-01

04-Dec-2023

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Level 2 Control

LOT 311168

Exp. 2024-12-31

CLEW: A47

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT A, K, L, M, N, W, Y			
Na	mmol/L, mEq/L	133	128 - 138
K	mmol/L, mEq/L	3.8	3.5 - 4.1
iCa	mmol/L	1.31	1.22 - 1.39
	mg/dL	5.2	4.9 - 5.6
	mEq/L	2.6	2.4 - 2.8
pH		7.429	7.379 - 7.479
PCO2	mmHg	34.3	27.3 - 41.3
	kPa	4.57	3.64 - 5.51
PO2	mmHg	121	103 - 139
	kPa	16.1	13.7 - 18.5
Glucose/Glu	mg/dL	120	103 - 136
	g/L	1.20	1.03 - 1.36
	mmol/L	6.7	5.7 - 7.5
Creatinine/Crea	mg/dL	1.0	0.6 - 1.4
	umol/L	88	53 - 124
Lactate/Lac	mmol/L	1.72	1.22 - 2.22
	mg/dL	15.5	11.0 - 20.0
	g/L	0.155	0.110 - 0.200
HCT	K3EDTA %	35	32 - 38
	K2EDTA %	37	33 - 40

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



792216-01

04-Dec-2023

i-STAT® TriControls Level 2 Control

LOT 311168

Exp. 2024-12-31

CLEW: A47

CHEM8+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT	H		
Na	mmol/L, mEq/L	132	128 - 137
K	mmol/L, mEq/L	3.8	3.5 - 4.1
Cl	mmol/L, mEq/L	91	85 - 97
iCa	mmol/L	1.28	1.19 - 1.36
	mg/dL	5.1	4.8 - 5.4
	mEq/L	2.6	2.4 - 2.7
TCO2	mmol/L, mEq/L	25	19 - 32
Glucose/Glu	mg/dL	117	102 - 133
	g/L	1.17	1.02 - 1.33
	mmol/L	6.5	5.7 - 7.4
Creatinine/Crea	mg/dL	1.0	0.6 - 1.4
	umol/L	88	53 - 124
BUN	mg/dL	12	9 - 15
Urea	mmol/L	4.3	3.2 - 5.4
	mg/dL	26	19 - 32
	g/L	0.26	0.19 - 0.32
HCT	K3EDTA %	33	30 - 36
	K2EDTA %	35	31 - 38

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



792216-01

04-Dec-2023

i-STAT® TriControls Level 2 Control

LOT 311168

Exp. 2024-12-31

CLEW: A47

EC8+, 6+, & G		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT F, H, J, K			
Na	mmol/L, mEq/L	133	129 - 138
K	mmol/L, mEq/L	3.8	3.5 - 4.1
Cl	mmol/L, mEq/L	89	83 - 95
pH		7.352	7.302 - 7.402
PCO2	mmHg	41.0	34.0 - 48.0
	kPa	5.47	4.53 - 6.40
Glucose/Glu	mg/dL	129	112 - 147
	g/L	1.29	1.12 - 1.47
	mmol/L	7.2	6.2 - 8.2
BUN	mg/dL	12	9 - 15
Urea	mmol/L	4.3	3.2 - 5.4
	mg/dL	26	19 - 32
	g/L	0.26	0.19 - 0.32
HCT	K3EDTA %	35	32 - 38
	K2EDTA %	37	33 - 40

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



792216-01

04-Dec-2023

i-STAT® TriControls Level 2 Control

LOT 311168

Exp. 2024-12-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

792216-01

04-Dec-2023



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

