

i-STAT® Level 1 Control

**LOT** 101170

 **Exp.** 2025-02-28

**CLEW: A47**

<b>CG4+ &amp; G3+</b>		$\bar{x}$ (Mean)	R (Range)
<b>LOT</b> D			
pH		7.036	6.986 - 7.086
PCO2	mmHg	54.3	46.8 - 61.8
	kPa	7.24	6.24 - 8.24
PO2	mmHg	87	72 - 102
	kPa	11.6	9.6 - 13.6
Lactate/Lac	mmol/L	7.85	6.79 - 8.91
	mg/dL	70.7	61.2 - 80.3
	g/L	0.707	0.612 - 0.803

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

 Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA




792483-01

11-Jan-2024

i-STAT® Level 1 Control

**LOT** 101170

 **Exp.** 2025-02-28

**CLEW: A47**

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		$\bar{x}$ (Mean)	R (Range)
<b>LOT</b> A, K, L, M, N, W, Y			
Na	mmol/L, mEq/L	122	117 - 126
K	mmol/L, mEq/L	2.9	2.6 - 3.2
iCa	mmol/L	1.56	1.44 - 1.68
	mg/dL	6.2	5.8 - 6.7
	mEq/L	3.1	2.9 - 3.4
pH		7.032	6.982 - 7.082
PCO2	mmHg	56.0	48.5 - 63.5
	kPa	7.46	6.47 - 8.46
PO2	mmHg	89	74 - 104
	kPa	11.9	9.9 - 13.9
Glucose/Glu	mg/dL	43	34 - 52
	g/L	0.43	0.34 - 0.52
	mmol/L	2.4	1.9 - 2.9
Creatinine/Crea	mg/dL	4.6	3.8 - 5.4
	umol/L	407	336 - 477
Lactate/Lac	mmol/L	7.81	6.75 - 8.86
	mg/dL	70.4	60.8 - 79.8
	g/L	0.704	0.608 - 0.798

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA




792483-01

11-Jan-2024

i-STAT® Level 1 Control

**LOT** 101170

 **Exp.** 2025-02-28

**CLEW: A47**

<b>CHEM8+</b>		$\bar{x}$ (Mean)	R (Range)
<b>LOT</b> H			
Na	mmol/L, mEq/L	121	117 - 126
K	mmol/L, mEq/L	2.9	2.6 - 3.2
Cl	mmol/L, mEq/L	78	73 - 83
iCa	mmol/L	1.54	1.43 - 1.66
	mg/dL	6.2	5.7 - 6.6
	mEq/L	3.1	2.9 - 3.3
TCO2	mmol/L, mEq/L	18	9 - 27
Glucose/Glu	mg/dL	42	33 - 51
	g/L	0.42	0.33 - 0.51
	mmol/L	2.3	1.8 - 2.8
Creatinine/Crea	mg/dL	4.6	3.8 - 5.4
	umol/L	407	336 - 477
BUN	mg/dL	60	52 - 68
Urea	mmol/L	21.4	18.6 - 24.3
	mg/dL	128	111 - 146
	g/L	1.28	1.11 - 1.46


**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

 Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



792483-01

11-Jan-2024

i-STAT® Level 1 Control

**LOT** 101170

 **Exp.** 2025-02-28

**CLEW: A47**

<b>EC8+, 6+, &amp; G</b>		<b><math>\bar{x}</math> (Mean)</b>	<b>R (Range)</b>
<b>LOT F, H, J, K</b>			
Na	mmol/L, mEq/L	122	117 - 126
K	mmol/L, mEq/L	2.9	2.6 - 3.2
Cl	mmol/L, mEq/L	76	71 - 81
pH		7.050	7.000 - 7.100
PCO2	mmHg	56.5	49.0 - 64.0
	kPa	7.53	6.53 - 8.53
Glucose/Glu	mg/dL	42	33 - 51
	g/L	0.42	0.33 - 0.51
	mmol/L	2.3	1.8 - 2.8
BUN	mg/dL	57	49 - 65
Urea	mmol/L	20.3	17.5 - 23.2
	mg/dL	122	105 - 139
	g/L	1.22	1.05 - 1.39


**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

 Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



792483-01

11-Jan-2024

# i-STAT® Level 1 Control

**LOT** 101170

**Exp.** 2025-02-28

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinize iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

792483-01

11-Jan-2024



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

