

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

**LOT** 24057 (L1 331174, L2 301174, L3 311174, L4 321174, L5 341174)

**Exp.** 2025-06-30

**CLEW: D47**

<b>CG4+ &amp; G3+</b>		<b>L1</b>	<b>L2</b>	<b>L3</b>	<b>L4</b>	<b>L5</b>
<b>LOT D</b>						
pH		6.550 6.490 - 6.610	7.058 7.008 - 7.108	7.419 7.369 - 7.469	7.686 7.636 - 7.736	7.919 7.859 - 7.979
	mmHg	90.2 79.3 - 101.0	59.4 51.9 - 66.9	35.2 28.2 - 42.2	20.7 14.4 - 27.0	18.5 12.5 - 24.5
PCO2	kPa	12.02 10.57 - 13.46	7.92 6.92 - 8.92	4.69 3.76 - 5.63	2.76 1.92 - 3.60	2.47 1.67 - 3.27
	mmHg	49 34 - 64	77 62 - 92	122 103 - 140	148 126 - 170	433 373 - 493
PO2	kPa	6.5 4.5 - 8.5	10.3 8.3 - 12.3	16.3 13.7 - 18.7	19.7 16.8 - 22.7	57.7 49.7 - 65.7
	mmol/L	15.86 13.00 - 18.71	6.46 5.59 - 7.33	1.75 1.25 - 2.25	0.67 0.17 - 1.17	0.53 0.03 - 1.03
Lactate/Lac	mg/dL	142.9 117.1 - 168.6	58.2 50.4 - 66.0	15.8 11.3 - 20.3	6.0 1.5 - 10.5	4.8 0.3 - 9.3
	g/L	1.429 1.171 - 1.686	0.582 0.504 - 0.660	0.158 0.113 - 0.203	0.060 0.015 - 0.105	0.048 0.003 - 0.093

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

795579-01

16-May-2024

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

**LOT** 24057 (L1 331174, L2 301174, L3 311174, L4 321174, L5 341174)

**Exp.** 2025-06-30

**CLEW: D47**

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		L1	L2	L3	L4	L5
<b>LOT</b> A, K, L, M, N, W, Y						
Na	mmol/L, mEq/L	101 97 - 105	125 121 - 129	133 129 - 138	161 156 - 166	179 173 - 185
K	mmol/L, mEq/L	2.4 2.1 - 2.7	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.1 5.6 - 6.7	7.7 7.1 - 8.3
iCa	mmol/L	0.34 0.27 - 0.42	0.84 0.76 - 0.92	1.26 1.17 - 1.34	1.58 1.46 - 1.70	2.25 2.08 - 2.41
	mg/dL	1.4 1.1 - 1.7	3.4 3.0 - 3.7	5.0 4.7 - 5.4	6.3 5.8 - 6.8	9.0 8.3 - 9.6
	mEq/L	0.7 0.5 - 0.8	1.7 1.5 - 1.8	2.5 2.3 - 2.7	3.2 2.9 - 3.4	4.5 4.2 - 4.8
pH		6.541 6.481 - 6.601	7.054 7.004 - 7.104	7.419 7.369 - 7.469	7.675 7.625 - 7.725	7.901 7.841 - 7.961
PCO2	mmHg	91.6 80.6 - 102.6	61.0 53.5 - 68.5	35.2 28.2 - 42.2	18.9 12.6 - 25.2	13.6 7.6 - 19.6
	kPa	12.21 10.74 - 13.68	8.13 7.13 - 9.13	4.69 3.76 - 5.63	2.52 1.68 - 3.36	1.81 1.01 - 2.61
PO2	mmHg	55 40 - 70	86 71 - 101	125 106 - 144	153 130 - 176	425 365 - 485
	kPa	7.3 5.3 - 9.3	11.5 9.5 - 13.5	16.7 14.1 - 19.2	20.4 17.3 - 23.5	56.7 48.7 - 64.7
Glucose/Glu	mg/dL	567 482 - 653	258 216 - 300	119 103 - 135	37 28 - 46	25 16 - 34
	g/L	5.67 4.82 - 6.53	2.58 2.16 - 3.00	1.19 1.03 - 1.35	0.37 0.28 - 0.46	0.25 0.16 - 0.34
	mmol/L	31.5 26.8 - 36.2	14.3 12.0 - 16.7	6.6 5.7 - 7.5	2.1 1.6 - 2.6	1.4 0.9 - 1.9
Creatinine/Crea	mg/dL	15.7 12.1 - 19.2	3.7 2.9 - 4.5	1.0 0.6 - 1.4	0.4 0.0 - 0.8	0.3 0.0 - 0.7
	umol/L	1388 1070 - 1697	327 256 - 398	88 53 - 124	35 0 - 71	27 0 - 62
Lactate/Lac	mmol/L	15.46 12.68 - 18.24	6.39 5.52 - 7.25	1.73 1.23 - 2.23	0.60 0.10 - 1.10	0.46 0.00 - 0.96
	mg/dL	139.3 114.2 - 164.3	57.6 49.7 - 65.3	15.6 11.1 - 20.1	5.4 0.9 - 9.9	4.1 0.0 - 8.6
	g/L	1.393 1.142 - 1.643	0.576 0.497 - 0.653	0.156 0.111 - 0.201	0.054 0.009 - 0.099	0.041 0.000 - 0.086
HCT	K3EDTA %	13 10 - 16	22 19 - 25	36 33 - 39	57 53 - 60	67 63 - 71
	K2EDTA %	13 10 - 17	23 20 - 26	37 34 - 41	59 55 - 63	70 66 - 74




Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

795579-01

16-May-2024

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

**LOT** 24057 (L1 331174, L2 301174, L3 311174, L4 321174, L5 341174)

**Exp.** 2025-06-30

**CLEW: D47**

<b>CHEM8+</b>		<b>L1</b>	<b>L2</b>	<b>L3</b>	<b>L4</b>	<b>L5</b>
<b>LOT H</b>						
Na	mmol/L, mEq/L	100 96 - 104	124 119 - 128	132 128 - 137	159 153 - 165	178 171 - 185
K	mmol/L, mEq/L	2.4 2.1 - 2.7	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.1 5.6 - 6.7	7.8 7.2 - 8.4
Cl	mmol/L, mEq/L	62 58 - 67	74 69 - 79	91 85 - 97	114 105 - 122	125 115 - 134
iCa	mmol/L	0.34 0.27 - 0.42	0.82 0.74 - 0.90	1.23 1.15 - 1.31	1.54 1.42 - 1.65	2.23 2.06 - 2.39
	mg/dL	1.4 1.1 - 1.7	3.3 3.0 - 3.6	4.9 4.6 - 5.2	6.2 5.7 - 6.6	8.9 8.2 - 9.6
	mEq/L	0.7 0.5 - 0.8	1.6 1.5 - 1.8	2.5 2.3 - 2.6	3.1 2.8 - 3.3	4.5 4.1 - 4.8
TCO2	mmol/L, mEq/L	14 8 - 20	21 12 - 30	25 19 - 32	28 22 - 34	44 37 - 51
Glucose/Glu	mg/dL	573 487 - 659	258 216 - 300	117 101 - 133	35 26 - 44	24 15 - 33
	g/L	5.73 4.87 - 6.59	2.58 2.16 - 3.00	1.17 1.01 - 1.33	0.35 0.26 - 0.44	0.24 0.15 - 0.33
	mmol/L	31.8 27.0 - 36.6	14.3 12.0 - 16.7	6.5 5.6 - 7.4	1.9 1.4 - 2.4	1.3 0.8 - 1.8
Creatinine/Crea	mg/dL	16.0 12.4 - 19.6	3.7 2.9 - 4.5	1.0 0.6 - 1.4	0.4 0.0 - 0.8	0.3 0.0 - 0.7
	umol/L	1414 1096 - 1733	327 256 - 398	88 53 - 124	35 0 - 71	27 0 - 62
BUN	mg/dL	125 108 - 142	60 51 - 68	12 9 - 15	7 5 - 9	5 2 - 7
Urea	mmol/L	44.6 38.6 - 50.7	21.4 18.2 - 24.3	4.3 3.2 - 5.4	2.5 1.8 - 3.2	1.8 0.7 - 2.5
	mg/dL	268 231 - 304	128 109 - 146	26 19 - 32	15 11 - 19	11 4 - 15
	g/L	2.68 2.31 - 3.04	1.28 1.09 - 1.46	0.26 0.19 - 0.32	0.15 0.11 - 0.19	0.11 0.04 - 0.15
HCT	K3EDTA %	11 8 - 14	20 17 - 23	33 30 - 36	54 51 - 57	64 60 - 68
	K2EDTA %	11 8 - 15	21 18 - 24	34 31 - 38	56 53 - 59	67 63 - 71

**CONTROL**

**IVD**




**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

795579-01

16-May-2024

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

**LOT** 24057 (L1 331174, L2 301174, L3 311174, L4 321174, L5 341174)

 **Exp.** 2025-06-30

**CLEW: D47**

<b>G</b>		<b>L1</b>	<b>L2</b>	<b>L3</b>	<b>L4</b>	<b>L5</b>
<b>LOT F, H, J, K</b>						
Glucose/Glu	mg/dL	556 473 - 640	262 220 - 304	130 112 - 147	43 34 - 52	30 21 - 39
	g/L	5.56 4.73 - 6.40	2.62 2.20 - 3.04	1.30 1.12 - 1.47	0.43 0.34 - 0.52	0.30 0.21 - 0.39
	mmol/L	30.9 26.3 - 35.5	14.5 12.2 - 16.9	7.2 6.2 - 8.2	2.4 1.9 - 2.9	1.7 1.2 - 2.2

**CONTROL**

**IVD**





**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

795579-01

16-May-2024

 Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



## i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

**LOT** 24057 (L1 331174, L2 301174, L3 311174, L4 321174, L5 341174)

**Exp.** 2025-06-30

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

795579-01

16-May-2024



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

