


i-STAT® TriControls Level 1 Control

LOT 301161

 **Exp.** 2024-05-31

CLEW: D47

CG4+ & G3+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT D			
pH		7.063	7.013 - 7.113
PCO2	mmHg	57.2	49.7 - 64.7
	kPa	7.62	6.63 - 8.62
PO2	mmHg	78	63 - 93
	kPa	10.4	8.4 - 12.4
Lactate/Lac	mmol/L	6.47	5.60 - 7.34
	mg/dL	58.3	50.5 - 66.1
	g/L	0.583	0.505 - 0.661

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

791719-01

17-Oct-2023

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Level 1 Control

LOT 301161

Exp. 2024-05-31

CLEW: D47

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT A, K, L, M, N, W, Y			
Na	mmol/L, mEq/L	125	121 - 129
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.7 - 3.3
iCa	mmol/L	0.86	0.78 - 0.94
	mg/dL	3.4	3.1 - 3.8
	mEq/L	1.7	1.6 - 1.9
pH		7.059	7.009 - 7.109
PCO2	mmHg	60.0	52.5 - 67.5
	kPa	8.00	7.00 - 9.00
PO2	mmHg	86	71 - 101
	kPa	11.5	9.5 - 13.5
Glucose/Glu	mg/dL	259	217 - 301
	g/L	2.59	2.17 - 3.01
	mmol/L	14.4	12.0 - 16.7
Creatinine/Crea	mg/dL	3.6	2.8 - 4.4
	umol/L	318	248 - 389
Lactate/Lac	mmol/L	6.42	5.55 - 7.29
	mg/dL	57.8	50.0 - 65.7
	g/L	0.578	0.500 - 0.657
HCT	K3EDTA %	23	20 - 26
	K2EDTA %	23	21 - 27

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



791719-01

17-Oct-2023

i-STAT® TriControls Level 1 Control

LOT 301161

Exp. 2024-05-31

CLEW: D47

CHEM8+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT	H		
Na	mmol/L, mEq/L	124	119 - 128
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.7 - 3.3
Cl	mmol/L, mEq/L	75	70 - 79
iCa	mmol/L	0.84	0.76 - 0.92
	mg/dL	3.4	3.0 - 3.7
	mEq/L	1.7	1.5 - 1.8
TCO2	mmol/L, mEq/L	21	12 - 30
Glucose/Glu	mg/dL	259	217 - 301
	g/L	2.59	2.17 - 3.01
	mmol/L	14.4	12.0 - 16.7
Creatinine/Crea	mg/dL	3.6	2.8 - 4.4
	umol/L	318	248 - 389
BUN	mg/dL	60	52 - 68
Urea	mmol/L	21.4	18.6 - 24.3
	mg/dL	128	111 - 146
	g/L	1.28	1.11 - 1.46
HCT	K3EDTA %	21	18 - 24
	K2EDTA %	22	19 - 25

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



791719-01

17-Oct-2023

i-STAT® TriControls Level 1 Control

LOT 301161

 **Exp.** 2024-05-31

CLEW: D47

G		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT F, H, J, K			
Glucose/Glu	mg/dL	263	221 - 305
	g/L	2.63	2.21 - 3.05
	mmol/L	14.6	12.3 - 16.9


CONTROL


IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



791719-01

17-Oct-2023

i-STAT® TriControls Level 1 Control

LOT 301161

Exp. 2024-05-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinize iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

791719-01

17-Oct-2023



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

