


i-STAT® TriControls Level 1 Control

**LOT** 301163

 **Exp.** 2024-07-31

**CLEW: D47**

<b>CG4+ &amp; G3+</b>		$\bar{x}$ (Mean)	R (Range)
<b>LOT</b>	<b>D</b>		
pH		7.062	7.012 - 7.112
<b>PCO2</b>	mmHg	58.1	50.6 - 65.6
	kPa	7.74	6.74 - 8.74
<b>PO2</b>	mmHg	76	61 - 91
	kPa	10.1	8.1 - 12.1
Lactate/Lac	mmol/L	6.40	5.54 - 7.26
	mg/dL	57.7	49.9 - 65.4
	g/L	0.577	0.499 - 0.654

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

791716-01

17-Oct-2023

 Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



i-STAT® TriControls Level 1 Control

**LOT** 301163

**Exp.** 2024-07-31

**CLEW: D47**

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		$\bar{x}$ (Mean)	R (Range)
<b>LOT</b> A, K, L, M, N, W, Y			
Na	mmol/L, mEq/L	125	121 - 130
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.7 - 3.3
iCa	mmol/L	0.87	0.79 - 0.95
	mg/dL	3.5	3.2 - 3.8
	mEq/L	1.7	1.6 - 1.9
pH		7.060	7.010 - 7.110
PCO2	mmHg	59.3	51.8 - 66.8
	kPa	7.90	6.90 - 8.90
PO2	mmHg	85	70 - 100
	kPa	11.3	9.3 - 13.3
Glucose/Glu	mg/dL	261	219 - 303
	g/L	2.61	2.19 - 3.03
	mmol/L	14.5	12.2 - 16.8
Creatinine/Crea	mg/dL	3.5	2.7 - 4.3
	umol/L	309	239 - 380
Lactate/Lac	mmol/L	6.39	5.53 - 7.25
	mg/dL	57.6	49.8 - 65.3
	g/L	0.576	0.498 - 0.653
HCT	K3EDTA %	22	19 - 25
	K2EDTA %	23	20 - 26

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



791716-01

17-Oct-2023

i-STAT® TriControls Level 1 Control

**LOT** 301163

**Exp.** 2024-07-31

**CLEW: D47**

<b>CHEM8+</b>		$\bar{x}$ (Mean)	R (Range)
<b>LOT</b>	<b>H</b>		
Na	mmol/L, mEq/L	124	120 - 128
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.7 - 3.3
Cl	mmol/L, mEq/L	74	69 - 79
iCa	mmol/L	0.86	0.78 - 0.94
	mg/dL	3.4	3.1 - 3.8
	mEq/L	1.7	1.6 - 1.9
TCO2	mmol/L, mEq/L	20	11 - 29
Glucose/Glu	mg/dL	257	215 - 299
	g/L	2.57	2.15 - 2.99
	mmol/L	14.3	11.9 - 16.6
Creatinine/Crea	mg/dL	3.4	2.6 - 4.2
	umol/L	301	230 - 371
BUN	mg/dL	60	52 - 68
Urea	mmol/L	21.4	18.6 - 24.3
	mg/dL	128	111 - 146
	g/L	1.28	1.11 - 1.46
HCT	K3EDTA %	21	18 - 24
	K2EDTA %	22	19 - 25

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



791716-01

17-Oct-2023

i-STAT® TriControls Level 1 Control

**LOT** 301163

 **Exp.** 2024-07-31

**CLEW: D47**

<b>G</b>		$\bar{x}$ (Mean)	R (Range)
<b>LOT</b> F, H, J, K			
Glucose/Glu	mg/dL	263	221 - 305
	g/L	2.63	2.21 - 3.05
	mmol/L	14.6	12.3 - 16.9


**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

 Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



791716-01

17-Oct-2023

# i-STAT® TriControls Level 1 Control

**LOT** 301163

**Exp.** 2024-07-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinize iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

791716-01

17-Oct-2023



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

