

i-STAT® TriControls Level 2 Control

LOT 311161

 **Exp.** 2024-05-31

CLEW: D47

CG4+ & G3+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT D			
pH		7.438	7.388 - 7.488
PCO2	mmHg	32.6	25.6 - 39.6
	kPa	4.35	3.41 - 5.28
PO2	mmHg	120	102 - 137
	kPa	16.0	13.6 - 18.3
Lactate/Lac	mmol/L	1.77	1.27 - 2.27
	mg/dL	15.9	11.4 - 20.5
	g/L	0.159	0.114 - 0.205

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



791720-01

17-Oct-2023

i-STAT® TriControls Level 2 Control

LOT 311161

Exp. 2024-05-31

CLEW: D47

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT A, K, L, M, N, W, Y			
Na	mmol/L, mEq/L	133	128 - 137
K	mmol/L, mEq/L	3.8	3.5 - 4.1
iCa	mmol/L	1.24	1.16 - 1.33
	mg/dL	5.0	4.6 - 5.3
	mEq/L	2.5	2.3 - 2.7
pH		7.436	7.386 - 7.486
PCO2	mmHg	32.8	25.8 - 39.8
	kPa	4.37	3.44 - 5.31
PO2	mmHg	122	104 - 141
	kPa	16.3	13.9 - 18.8
Glucose/Glu	mg/dL	119	103 - 135
	g/L	1.19	1.03 - 1.35
	mmol/L	6.6	5.7 - 7.5
Creatinine/Crea	mg/dL	1.0	0.6 - 1.4
	umol/L	88	53 - 124
Lactate/Lac	mmol/L	1.71	1.21 - 2.21
	mg/dL	15.4	10.9 - 19.9
	g/L	0.154	0.109 - 0.199
HCT	K3EDTA %	36	33 - 39
	K2EDTA %	37	34 - 41

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



791720-01

17-Oct-2023

i-STAT® TriControls Level 2 Control

LOT 311161

Exp. 2024-05-31

CLEW: D47

CHEM8+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT	H		
Na	mmol/L, mEq/L	132	127 - 136
K	mmol/L, mEq/L	3.8	3.5 - 4.1
Cl	mmol/L, mEq/L	91	85 - 97
iCa	mmol/L	1.22	1.14 - 1.30
	mg/dL	4.9	4.6 - 5.2
	mEq/L	2.4	2.3 - 2.6
TCO2	mmol/L, mEq/L	25	18 - 31
Glucose/Glu	mg/dL	117	101 - 133
	g/L	1.17	1.01 - 1.33
	mmol/L	6.5	5.6 - 7.4
Creatinine/Crea	mg/dL	1.0	0.6 - 1.4
	umol/L	88	53 - 124
BUN	mg/dL	12	9 - 15
Urea	mmol/L	4.3	3.2 - 5.4
	mg/dL	26	19 - 32
	g/L	0.26	0.19 - 0.32
HCT	K3EDTA %	33	30 - 36
	K2EDTA %	35	31 - 38

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



791720-01

17-Oct-2023

i-STAT® TriControls Level 2 Control

LOT 311161

 **Exp.** 2024-05-31

CLEW: D47

G		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT F, H, J, K			
Glucose/Glu	mg/dL	129	112 - 146
	g/L	1.29	1.12 - 1.46
	mmol/L	7.2	6.2 - 8.1

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

791720-01


17-Oct-2023

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Level 2 Control

LOT 311161

 **Exp.** 2024-05-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinize iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

791720-01

17-Oct-2023



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

