


i-STAT® TriControls Level 2 Control

LOT 311161

 **Exp.** 2024-05-31

CLEW: D48

| CG4+ LOT D | | \bar{x} (Mean) | R (Range) |
|-----------------------------|--------|------------------------------------|------------------|
| pH | | 7.438 | 7.388 - 7.488 |
| PCO2 | mmHg | 32.0 | 25.0 - 39.0 |
| | kPa | 4.27 | 3.33 - 5.20 |
| PO2 | mmHg | 118 | 100 - 136 |
| | kPa | 15.7 | 13.3 - 18.1 |
| Lactate/Lac | mmol/L | 1.71 | 1.21 - 2.21 |
| | mg/dL | 15.4 | 10.9 - 19.9 |
| | g/L | 0.154 | 0.109 - 0.199 |


CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



794825-01

10-Apr-2024

i-STAT® TriControls Level 2 Control

LOT 311161

Exp. 2024-05-31

CLEW: D48

| CG8+, EG7+, G3+, Crea & CG4+ | | \bar{x} (Mean) | R (Range) |
|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| LOT A, K, L, M, N, W, Y | | | |
| Na | mmol/L, mEq/L | 133 | 128 - 137 |
| K | mmol/L, mEq/L | 3.8 | 3.5 - 4.1 |
| iCa | mmol/L | 1.22 | 1.14 - 1.30 |
| | mg/dL | 4.9 | 4.6 - 5.2 |
| | mEq/L | 2.4 | 2.3 - 2.6 |
| pH | | 7.437 | 7.387 - 7.487 |
| PCO2 | mmHg | 33.4 | 26.4 - 40.4 |
| | kPa | 4.45 | 3.52 - 5.39 |
| PO2 | mmHg | 121 | 103 - 139 |
| | kPa | 16.1 | 13.7 - 18.5 |
| Glucose/Glu | mg/dL | 118 | 102 - 134 |
| | g/L | 1.18 | 1.02 - 1.34 |
| | mmol/L | 6.5 | 5.7 - 7.4 |
| Creatinine/Crea | mg/dL | 1.0 | 0.6 - 1.4 |
| | umol/L | 88 | 53 - 124 |
| Lactate/Lac | mmol/L | 1.65 | 1.15 - 2.15 |
| | mg/dL | 14.9 | 10.4 - 19.4 |
| | g/L | 0.149 | 0.104 - 0.194 |
| HCT | K3EDTA % | 36 | 33 - 39 |
| | K2EDTA % | 37 | 34 - 41 |

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



794825-01

10-Apr-2024

i-STAT® TriControls Level 2 Control

LOT 311161

Exp. 2024-05-31

CLEW: D48

| CHEM8+ | | \bar{x} (Mean) | R (Range) |
|-----------------|---------------|------------------|-------------|
| LOT | H | | |
| Na | mmol/L, mEq/L | 132 | 127 - 136 |
| K | mmol/L, mEq/L | 3.8 | 3.5 - 4.1 |
| Cl | mmol/L, mEq/L | 91 | 85 - 97 |
| iCa | mmol/L | 1.22 | 1.14 - 1.30 |
| | mg/dL | 4.9 | 4.6 - 5.2 |
| | mEq/L | 2.4 | 2.3 - 2.6 |
| TCO2 | mmol/L, mEq/L | 25 | 19 - 32 |
| Glucose/Glu | mg/dL | 117 | 101 - 132 |
| | g/L | 1.17 | 1.01 - 1.32 |
| | mmol/L | 6.5 | 5.6 - 7.3 |
| Creatinine/Crea | mg/dL | 1.0 | 0.6 - 1.4 |
| | umol/L | 88 | 53 - 124 |
| BUN | mg/dL | 11 | 8 - 14 |
| Urea | mmol/L | 3.9 | 2.9 - 5.0 |
| | mg/dL | 24 | 17 - 30 |
| | g/L | 0.24 | 0.17 - 0.30 |
| HCT | K3EDTA % | 33 | 30 - 36 |
| | K2EDTA % | 35 | 31 - 38 |

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



794825-01

10-Apr-2024

i-STAT® TriControls Level 2 Control

LOT 311161

 **Exp.** 2024-05-31

CLEW: D48

| G | | \bar{x} (Mean) | R (Range) |
|-----------------------|--------|------------------------------------|------------------|
| LOT F, H, J, K | | | |
| Glucose/Glu | mg/dL | 129 | 112 - 146 |
| | g/L | 1.29 | 1.12 - 1.46 |
| | mmol/L | 7.2 | 6.2 - 8.1 |

CONTROL

IVD





EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

794825-01

10-Apr-2024

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Level 2 Control

LOT 311161

Exp. 2024-05-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinize iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

794825-01

10-Apr-2024



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

